

Produits de la mer



Notre
catalogue
de produits

Premium



50

années

d'innovation
grâce à l'expérience

A close-up photograph of a hand wearing a blue nitrile glove. The hand is holding a thin, curved metal wire, possibly a surgical instrument or a component of a medical device. The wire is held between the thumb and index finger, forming a gentle curve. The background is a soft, out-of-focus light blue.

50 ans d'innovation
grâce à l'expérience

Atramat
Innovation Through Experience

Notre Mission 50 ans

Notre mission est d'innover, de développer et de commercialiser des dispositifs médicaux fiables qui garantissent de meilleurs soins de santé grâce à l'expérience.

Vision 50 ans (2019-2024)

Être le leader et le choix numéro un en matière de dispositifs médicaux.

Augmenter considérablement les ventes de nouvelles gammes de produits.

Établir des alliances stratégiques pour développer de nouveaux secteurs d'activité.

Développer et consolider notre présence sur les marchés internationaux.
Développer des équipes de travail pour valoriser les talents du personnel.

Depuis 50 ans,
nous avons
amélioré la vie de
millions de
patients à travers
le monde, en
innovant grâce à
notre expérience
et en prospérant
ensemble vers
l'avenir.



Depuis 50 ans, chez Internacional Farmaceutica et sa marque Atramat®, nous contribuons à améliorer la vie de millions de patients à travers le monde, en produisant des produits chirurgicaux de la plus haute qualité au profit de milliers de chirurgiens et de millions de patients, devenant l'un des plus grands fournisseurs de sutures chirurgicales au monde, vendant dans plus de 80 pays grâce à un réseau mondial de partenaires commerciaux experts.

Notre système de gestion de la qualité répond aux exigences de la norme ISO 13485 : 2016 ; Nous disposons des certifications du programme MDSAP (Medical Device Single Audit Program) et des bonnes pratiques de fabrication délivrées par les ministères de la Santé du Mexique (COFEPRIS) et du Brésil (ANVISA). De plus, nous respectons les normes de nombreuses juridictions réglementaires, notamment la FDA des États-Unis et Santé Canada. Enfin, nos produits bénéficient du marquage CE indiquant qu'ils sont conformes à la réglementation relative aux dispositifs médicaux de l'Union européenne et bénéficient de l'approbation de la FDA (510k), ce qui nous permet de commercialiser la marque Atramat® sur différents marchés.

Nous sommes une entreprise mexicaine dont l'éthique de travail, le service client et la logistique ont permis une relation étroite avec nos partenaires commerciaux nationaux et internationaux, renforçant la fiabilité de nos produits ; qui, avec la formation continue des chirurgiens et des infirmières de notre vaste portefeuille, ont fait d'Atramat une marque avec une grande reconnaissance mondiale.

Nous continuons d'innover dans nos gammes de produits parmi lesquelles notre LIGNE PREMIUM de sutures non résorbables, résorbables avec et sans revêtement antibactérien, dispositifs de fermeture de plaies sans nœud ; ainsi que les familles d'hémostatiques chirurgicaux et de dispositifs mini-invasifs. De cette manière, Atramat® confirme qu'elle continuera à fournir des dispositifs médicaux répondant aux normes de qualité les plus rigoureuses, toujours avec les valeurs et le service avec lesquels nous avons été reconnus au fil des années.

Je suis convaincu que cette nouvelle gamme PREMIUM bénéficiera aux professionnels de la santé pour une prise en charge adéquate de leurs patients et leur prompt rétablissement.

A handwritten signature in black ink, reading 'Alejandro von Mohr'.

Ing. Alejandro von Mohr
PDG

Comment lire nos
codes produit.

Atramat
Innovation Through Experience



Comment lire nos codes produits

| É.-U. | ET | 6.5 | 4 | 100 | /2 | - 30 | N | |
|-----------------|---------------------|---|------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|----------------|
| Type d'aiguille | Angle de l'aiguille | Longueur de l'aiguille | Atramat® Famille | Calibre de la suture | Longueur du fil (Ils n'apparaissent pas dans le code) | Atramat® Famille | | |
| F | | Pointe éfilée fine | 1/2 | 4 mm | Longueur du fil | Code de terminaison | Calibre USP | Couleur du fil |
| R | | Pointe éfilée régulière | 3/8 | 5 mm | | | | |
| G | | Pointe éfilée lourde | 1/4 | 6 mm | | | | |
| X | | Pointe éfilée extra-lourde | 5/8 | 6,5 mm | | | | |
| S | | Pointe éfilée de qualité supérieure | | 6,6 mm | | | | |
| EST | | Pointe éfilée Supraglyde | | 8 mm | | | | |
| M | | Pointe éfilée régulière de qualité supérieure | | 9 mm | | | | |
| SG | | Pointe éfilée lourde de qualité supérieure | | 9,3 mm | | | | |
| K | | Coupe inversée lourde | | 10 mm | | | | |
| Q | | Coupe conventionnelle de qualité supérieure | | 11 mm | | | | |
| P | | Coupe inversée de qualité supérieure | | 13 mm | Aiguille simple | Aiguille double | Aiguille double lors de l'application | Couleur du fil |
| PU | | Coupe droite de qualité supérieure | | 16 mm | | | | |
| J | | Aiguille rotative à coupe inversée | | 17 mm | | | | |
| UL | | Coupe droite avec point de rupture | | 18 mm | | | | |
| HP | | Coupe Atraglide | | 19 mm | | | | |
| PP | | Coupe inversée ultra-nette | | 20 mm | | | | |
| L | | Coupe à pointe éfilée | | 22 mm | | | | |
| KW | | Pointe de coupe éfilée lourde | | 24 mm | | | | |
| PW | | Pointe éfilée de coupe de qualité supérieure | | 25 mm | | | | |
| CVS | | Pointe de type Supraglyde | | 26 mm | | | | |
| CVY | | Coupe éfilée Supraglyde | | 30 mm | Aiguille simple | Aiguille double | Aiguille double lors de l'application | Couleur du fil |
| CVSB | | Pointe éfilée Supraglyde | | 32 mm | | | | |
| CVSV | | Pointe éfilée Supraglyde non réfléchissante | | 34 mm | | | | |
| ET | | Spatule de qualité supérieure | | 36 mm | | | | |
| É.-U. | | Spatule Supraglyde | | 37 mm | | | | |
| | | | | 40 mm | | | | |
| | | | | 45 mm | | | | |
| | | | | 48 mm | | | | |
| | | | | 50 mm | | | | |
| | | | | 65 mm | | | | |
| | | | | 70 mm | | | | |
| | | | | | Aiguille simple | Aiguille double | Aiguille double lors de l'application | Couleur du fil |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Exemple de code :
E-EE6.54100/ 2-30N

Exemple de code :
E-EE6.54100/ 2-30N

Temps d'absorption :

Atramat® PGLA90 RAPIDE

1 42

50 % de résistance à la traction à la 1^{re} semaine

Absorption complète en 42 jours

Atramat® PGLA90

1 80

75 % de résistance à la traction à la 2^e semaine et 50 % de résistance à la traction à la 3^e semaine

Absorption complète entre 60 - 80 jours

Atramat® Intestin simple

1 70

Perte de résistance à la traction de 7 à 14 jours environ

Absorption complète entre 50 - 70 jours

Atramat® Intestin chronique

1 90

Perte de résistance à la traction de 14 à 21 jours environ

Absorption complète entre 60 - 90 jours

Atramat® PGA

1 90

50 % de résistance à la traction à la 1^{re} semaine

Absorption complète entre 45 - 60 jours

Atramat® PGA

1 90

70 % de résistance à la traction à la 2^e semaine et 50 % de résistance à la traction à la 3^e semaine

Absorption complète entre 60 - 90 jours

Atramat® PGC25

1 110

Non teint :
79 % de résistance à la traction à la 1^{ère} semaine et
Résistance à la traction de 40 % à la 2^e semaine

Absorption complète entre 90 - 110 jours

Violet:
68 % de résistance à la traction à la 1^{ère} semaine et
41 % de résistance à la traction à la 2^e semaine


Absorption complète entre 90 - 110 jours

Atramat® PDX

1 220

70 % de résistance à la traction à la 4^e semaine et 50 % de résistance à la traction à la 6^e semaine

Absorption complète entre 180 - 220 jours



Notre gamme
d'aiguilles

Atramat
Innovation Through Experience

Nos aiguilles

Technologie de fabrication allemande.


Aiguilles pour chirurgie hautement spécialisée :

- Chirurgie cardiovasculaire
- Chirurgie ophtalmique
- Chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice

Aiguilles en silicone avec une excellente combinaison de :

- Courbure
- Longueur
- Pointe

Description technique




Courbure

| 1/4 de cercle | Cercle 3/8 | 1/2 cercle | Cercle 5/8 |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 90° | 135° | 180° | 225° |
| Aiguille droite | | | |

Atramat®Aiguilles

Géométrie



Pointe



Pointe conique de qualité supérieure

Aiguille éffilée, corps cylindrique rond aplati pour un meilleur contrôle avec le porte-aiguille.

*Pas de bords tranchants, traumatisme tissulaire minimal, conçue pour permettre une pénétration aisée des tissus mous.

Utilisation recommandée : Muscle, tissu adipeux, intestin, veines, artères, etc.



Pointe




Découpe Atraglide®

• Aiguille stylisée à pointe de diamant qui facilite la pénétration dans les tissus, en maintenant le contrôle.

• 4 tiges coupantes sont intégrées au corps de l'aiguille contribuant à réduire le risque de traumatisme tissulaire.

Utilisation recommandée : Fermeture cuticulaire et fermeture sous-dermique




Pointe



Coupe inversée de qualité supérieure

Aiguille coupante, motif de coupe triangulaire, avec ses axes de coupe à l'extérieur du corps de l'aiguille.

Utilisation recommandée: Fermeture cuticulaire et fermeture sous-dermique



Pointe




Spatule Supraglyde

• Aiguille spatulée plate et fine. Avec trois bords, deux sur les côtés et un sur le bas du corps de l'aiguille. La géométrie de cette aiguille réduit le risque de traumatisme et empêche la pénétration accidentelle des tissus plus profonds de l'œil.

Son corps aplati permet une tenue précise du porte-aiguille et un meilleur contrôle lors de la pénétration dans les tissus de l'œil.

Utilisation recommandée: procédures ophtalmiques.



Pointe




Coupe inversée ultra-nette

• Aiguille coupante, motif de coupe triangulaire, avec un axe de coupe à l'extérieur du corps de l'aiguille.

• Aiguille aux sommets plus fins pour faciliter la pénétration des tissus.

Utilisation recommandée : Fermeture cutanée et fermeture sous-dermique.

S




Pointe



Coupe ronde

- Aiguille à corps rond, motif de coupe circulaire, réduit le risque de déchirures des tissus dues à la tension exercée par la suture.

Utilisation recommandée:
Tissus durs (sternum, OS).



Pointe




Pointe conique Supraglyde

- Aiguille éffilée, corps cylindrique, aplatie dans le au milieu, ce qui lui donne un meilleur contrôle avec le porte-aiguille.

- Dans la partie proximale à la pointe, il a une forme conique avec un amincissement progressif jusqu'à se terminer en pointe, facilitant la pénétration de l'aiguille, réduisant ainsi le traumatisme.

Utilisation recommandée:
Chirurgie cardiovasculaire



Pointe



Supraglyde non réfléchissant

- Aiguille éffilée, corps cylindrique, aplatie dans le milieu pour un meilleur contrôle du porte-aiguille.

- Dans la partie proche de la pointe, il a une forme conique avec un amincissement progressif jusqu'à se terminer en pointe.

Idéal pour la pénétration dans les tissus durs (plaques calcifiées et/ou athéromateuses) , passage en douceur à travers le tissu, n'augmente pas le traumatisme tissulaire.

- Aiguille noire antireflet qui permet une meilleure visualisation dans le champ chirurgical, évitant la réflexion pendant la chirurgie.

Utilisation recommandée:
Chirurgie cardiovasculaire

Aiguilles Atramat®

Pointe éfilée fine 1/2 cercle

F

F13
13 mm

F17
17 mm



Pointe éfilée lourde
Cercle 5/8

GH

GH26
26 mm



Pointe éfilée
régulière 1/2 cercle


R

R20
20 mm

R26
26 mm

R30
30 mm

R37
37 mm




Pointe éfilée extra-lourde
1/2 cercle

X

X48
48 mm

X65
65 mm

X70
70 mm



Pointe éfilée lourde
1/2 cercle

G

G26
26 mm


G30
30 mm

G37
37 mm

G40
40 mm

G48
48 mm

G50
507 mm



Pointe éfilée régulière de
qualité supérieure 1/2 cercle


M

SR17
17 mm

SR20
20 mm

SR26
26 mm

SR36
36 mm



Aiguilles Atramat®



Pointe éffilée Supraglyde
1/2 cercle

E-SE4
4 mm

E-SE5
5 mm

E-SE6.5
6,5 mm



Coupe inversée lourde
premium 1/2 cercle

K17
17 mm

K22
22 mm



Pointe éffilée lourde de qualité
supérieure 1/2 cercle

SG26
26 mm

SG30
30 mm

SG36
36 mm

SG40
40 mm

SG48
48 mm



Pointe conique lourde de
qualité supérieure, cercle 5/8

SGH26
26 mm

SGH36
36 mm




Aiguilles Atramat®



Coupe inversée de qualité supérieure 1/2 cercle

- P13
13 mm
- P22
22 mm
- P26
26 mm
- P30
30 mm
- P36
36 mm
- P40
40 mm



Coupe inversée de qualité supérieure, cercle 3/8

- PE16
16 mm
- PE19
19 mm
- PE24
24 mm
- PE26
26 mm
- PE45
45 mm




Coupe droite de qualité supérieure

- PU60
60 mm



Pointe effilée premium
Coupe droite avec point de rupture

- UL60
60 mm
- UL90
90 mm



Aiguilles Atramat®



Coupe inversée Supra-Sharp 1/2 cercle

P-P8
8 mm

P-P16
16 mm




Coupe éfilée lourde
1/2 cercle

KW40
40 mm

KW45
45 mm

KW48
48 mm



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

P-PE11
11 mm

P-PE13
13 mm

P-PE16
16 mm

P-PE19
19 mm

P-PE24
24 mm

P-PE26
26 mm



Pointe de coupe ronde de qualité
supérieure 3/8 cercle


PWE17
17 mm



Coupe éfilée
1/2 cercle

W30
30 mm

W48
48 mm



Pointe éfilée Supraglyde
1/2 cercle

CVS10
10 mm

CVS17
17 mm

CVS20
20 mm

CVS26
26 mm



Aiguilles Atramat®



Pointe éfilée Supraglyde Cercle 3/8

- CVSE6.5
6,5 mm
- CVSE8
8 mm
- CVSE9.3
9,3 mm
- CVSE13
13 mm



Pointe éfilée
Supraglyde Cercle 3/8

- CVSBE9.3
9,3 mm
- CVSBE13
13 mm



Pointe éfilée Supraglyde non
réfléchissante 3/8 cercle

- CVSVE9.3
9,3 mm
- CVSVE13
13 mm



Coupe éfilée Supraglyde
1/2 cercle

- CVY17
17 mm
- CVY26
26 mm



Spatule de qualité
supérieure
1/2 cercle

- E6
6 mm
- E7
7 mm
- E8
8 mm
- E9
8 mm



Coupe éfilée Supraglyde
3/8 cercle

- CVYE9.3
9,3 mm
- CVYE13
13 mm



Aiguilles Atramat®



Spatule de qualité
supérieure 1/4 de cercle

EA6
6 mm



EA8
8 mm



EA9
9 mm



Spatule Supraglyde
1/2 cercle

E-E7
7 mm



Spatule Supraglyde
1/4 de cercle

E-EA8
8 mm



Spatule Supraglyde
Cercle 3/8

E-EE6
6 mm



E-EE6.5
6,5 mm



E-EE6.6
6,6 mm



E-EE7
7 mm



Atraglide®Coupe
Cercle 3/8

HPE11
11 mm



HPE13
13 mm



HPE16
16 mm



HPE19
19 mm




HPE24
24 mm



Aiguille rotative à coupe inversée
1/2 cercle
Cutter rotatif inversé 1/2
cercle

J57
57 mm



Coupe conventionnelle de qualité supérieure
1/2 cercle

Q16
16 mm



Notre gamme de Sutures chirurgicales





Sutures résorbables

Atramat®PGA Rapid

Acide polyglycolique à absorption rapide

Indiqué pour une utilisation générale dans l'approximation des tissus mous, de la peau (intradermique) et de la muqueuse, mais non indiqué pour les interventions cardiovasculaires et neurologiques.

Résistance à la traction:

50 % de sa résistance à la traction d'origine à la fin de la première semaine.

Absorption totale: 45-60 jours.



Composé de : Filaments d'homopolymère d'acide glycolique de faible poids moléculaire.

Revêtement: Polycaprolactone et stéarate de calcium.

Absorption: Hydrolyse

Couleur du fil : Non teint

Caractéristiques:


Réaction tissulaire minimale.

Sécurité accrue du nœud avec une technique chirurgicale appropriée.

*** Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation.**

Atramat®PGA Rapid

Acide polyglycolique à absorption rapide


 Pointe effilée fine premium 1/2 cercle

Aiguille

SR17



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|------------|
| 17 mm | 75 cm | Non teint | 5-0 | 1 | SR1785-75B |
| 17 mm | 75 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | SR1784-75B |
| 17 mm | 75 cm | Non teint | 3-0 | 2 | SR1783-75B |


 Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SR20



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|------------|
| 20 mm | 75 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | SR2084-75B |
| 20 mm | 75 cm | Non teint | 3-0 | 2 | SR2083-75B |

 Pointe éffilée régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SR26



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|------------|
| 26 mm | 75 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | SR2684-75B |
| 26 mm | 75 cm | Non teint | 3-0 | 1,5 | SR2683-75B |
| 26 mm | 75 cm | Non teint | 2-0 | 1,5 | SR2682-75B |

PGA Rapid Atramat®

Acide polyglycolique à absorption rapide



Pointe éffilée lourde premium 1/2 cercle

Aiguille

SG36



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|------------|
| 36 mm | 75 cm | Non teint | 2-0 | 3 | SG3682-75B |
| 36 mm | 90 cm | Non teint | 2-0 | 3 | SG3682-90B |
| 36 mm | 75 cm | Non teint | 0 | 3.5 | SG3681-75B |
| 36 mm | 90 cm | Non teint | 0 | 3.5 | SG3681-90B |
| 36 mm | 75 cm | Non teint | 1 | 4 | SG3688-75B |
| 36 mm | 90 cm | Non teint | 1 | 4 | SG3688-90B |



Pointe éffilée lourde premium 1/2 cercle

Aiguille

SG40



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|------------|
| 40 mm | 90 cm | Non teint | 2-0 | 3 | SG4082-90B |
| 40 mm | 90 cm | Non teint | 0 | 3.5 | SG4081-90B |
| 40 mm | 75 cm | Non teint | 1 | 4 | SG4088-75B |
| 40 mm | 90 cm | Non teint | 1 | 4 | SG4088-90B |



Pointe éffilée lourde premium 1/2 cercle

Aiguille


SG48



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|------------|
| 48 mm | 90 cm | Non teint | 0 | 3.5 | SG4881-90B |
| 48 mm | 90 cm | Non teint | 1 | 4 | SG4888-90B |

Atramat®PGA Rapid

Acide polyglycolique à absorption rapide


 Coupe inversée premium, cercle 3/8

Aiguille

PE16



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|------------|
| 16 mm | 75 cm | Non teint | 5-0 | 1 | PE1685-75B |
| 16 mm | 75 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | PE1684-75B |
| 16 mm | 75 cm | Non teint | 3-0 | 2 | PE1683-75B |


 Coupe inversée premium, cercle 3/8

Aiguille

PE19



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|------------|
| 19 mm | 45 cm | Non teint | 5-0 | 1 | PE1985-45B |
| 19 mm | 75 cm | Non teint | 5-0 | 1 | PE1985-75B |
| 19 mm | 45 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | PE1984-45B |
| 19 mm | 75 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | PE1984-75B |
| 19 mm | 75 cm | Non teint | 3-0 | 2 | PE1983-75B |

 Coupe inversée premium, cercle 3/8

Aiguille

PE24



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|------------|
| 24 mm | 75 cm | Non teint | 3-0 | 2 | PE2483-75B |
| 24 mm | 75 cm | Non teint | 2-0 | 3 | PE2482-75B |

PGA Rapid Atramat®

Acide polyglycolique à absorption rapide



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

Aiguille

P-PE11



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

Aiguille

P-PE13



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

Aiguille

P-PE19



Coupe droite premium

Aiguille

PU60



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|--------------|
| 11 mm | 45 cm | Non teint | 5-0 | 1 | P-PE1185-45B |

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|--------------|
| 13 mm | 45 cm | Non teint | 5-0 | 1 | P-PE1385-45B |

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|--------------|
| 19 mm | 75 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | P-PE1984-75B |

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|------------|
| 60 mm | 75 cm | Non teint | 3-0 | 2 | PU6083-75B |



Sutures résorbables

PGA Atramat®

Acide polyglycolique Atramat®

Indiqué pour une utilisation générale dans l'approximation et/ou la ligature générale des tissus mous, ainsi que pour les interventions ophtalmiques.

Résistance à la traction: il conserve plus de 70 % de sa résistance à la traction initiale à la deuxième semaine, 50 % à la troisième semaine.

Absorption totale : 60 - 90 jours



Composé de: filaments d'homopolymère d'acide glycolique.

Absorption: Hydrolyse.

Couleur du fil : violet ou non teint

Caractéristiques:

- Réaction tissulaire minimale
- Plus de sécurité dans le nœud avec la technique d'intervention chirurgicale appropriée.
- La couleur violette offre une excellente visibilité dans le champ chirurgical

* Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation.

Aiguille

F13



Pointe effilée fine 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 13 mm | 70 cm | Violet | 6-0 | 0,7 | F1396 |
| 13 mm | 70 cm | Violet | 5-0 | 1 | F1395 |
| 13 mm | 70 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | F1394 |

Aiguille

F17



Pointe effilée fine 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 17 mm | 75 cm | Violet | 6-0 | 0,7 | F1796-75 |
| 17 mm | 75 cm | Violet | 5-0 | 1 | F1795-75 |
| 17 mm | 75 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | F1794-75 |
| 17 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | F1793-75 |

Aiguille

R20



Pointe effilée régulière 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 20 mm | 75 cm | Violet | 5-0 | 1 | R2095-75 |
| 20 mm | 75 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | R2094-75 |
| 20 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | R2093-75 |
| 20 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | R2092-75 |

PGA Atramat®

Acide polyglycolique Atramat®



Pointe effilée régulière 1/2 cercle

Aiguille

R26

dddsdsd



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 26 mm | 70 cm | Violet | 5-0 | 1 | R2695 |
| 26 mm | 75 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | R2694-75 |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | R2694 |
| 26 mm | 90 cm | Violet | 3-0 | 2 | R2693-90 |
| 26 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | R2693-75 |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 3-0 | 2 | R2693 |
| 26 mm | 90 cm | Violet | 2-0 | 3 | R2692-90 |
| 26 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | R2692-75 |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 2-0 | 3 | R2692 |
| 26 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | R2691-75 |
| 26 mm | 75 cm | Violet | 1 | 4 | R2698-75 |



Pointe effilée régulière 1/2 cercle

Aiguille

R30



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 30 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | R3093-75 |
| 30 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | R3092-75 |
| 30 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | R3091-75 |
| 30 mm | 75 cm | Violet | 1 | 4 | R3098-75 |

Sutures résorbables

PGA Atramat®

Acide polyglycolique Atramat®

Aiguille /Aiguille

R37



Pointe effilée régulière 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 37 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | R3793-75 |
| 37 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | R3792-75 |

Aiguille /Aiguille

G26



Pointe effilée lourde 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 26 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | G2693-75 |
| 26 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | G2692-75 |
| 26 mm | 90 cm | Violet | 2-0 | 3 | G2692-90 |
| 26 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | G2691-75 |
| 26 mm | 90 cm | Violet | 0 | 3.5 | G2691-90 |
| 26 mm | 75 cm | Violet | 1 | 4 | G2698-75 |

Aiguille /Aiguille

G30



Pointe effilée lourde 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 30 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | G3093-75 |
| 30 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | G3092-75 |
| 30 mm | 90 cm | Violet | 2-0 | 3 | G3092-90 |
| 30 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | G3091-75 |
| 30 mm | 75 cm | Violet | 1 | 3.5 | G3098-75 |

PGA Atramat®

Acide polyglycolique Atramat®



Pointe effilée lourde 1/2

Aiguille

G37



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 37 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | G3793-75 |
| 37 mm | 70 cm | Violet | 2-0 | 3 | G3792 |
| 37 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | G3792-75 |
| 37 mm | 90 cm | Violet | 2-0 | 3 | G3792-90 |
| 37 mm | 70 cm | Violet | 0 | 3.5 | G3791 |
| 37 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | G3791-75 |
| 37 mm | 90 cm | Violet | 0 | 3.5 | G3791-90 |
| 37 mm | 75 cm | Violet | 1 | 4 | G3798-75 |
| 37 mm | 90 cm | Violet | 1 | 4 | G3798-90 |
| 37 mm | 75 cm | Violet | 2 | 5 | G3799-75 |
| 37 mm | 90 cm | Violet | 2 | 5 | G3799-90 |



Pointe effilée lourde 1/2 cercle

Aiguille

G40



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 40 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | G4092-75 |
| 40 mm | 90 cm | Violet | 2-0 | 3 | G4092-90 |
| 40 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | G4091-75 |
| 40 mm | 90 cm | Violet | 0 | 3.5 | G4091-90 |
| 40 mm | 75 cm | Violet | 1 | 4 | G4098-75 |
| 40 mm | 90 cm | Violet | 1 | 4 | G4098-90 |
| 40 mm | 75 cm | Violet | 2 | 5 | G4099-75 |
| 40 mm | 90 cm | Violet | 2 | 5 | G4099-90 |



Pointe effilée lourde 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 48 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | G4892-75 |
| 48 mm | 90 cm | Violet | 2-0 | 3 | G4892-90 |
| 48 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | G4891-75 |
| 48 mm | 90 cm | Violet | 0 | 3.5 | G4891-90 |
| 48 mm | 100 cm | Violet | 1 | 4 | G4898-100 |
| 48 mm | 75 cm | Violet | 1 | 4 | G4898-75 |
| 48 mm | 90 cm | Violet | 1 | 4 | G4898-90 |
| 48 mm | 75 cm | Violet | 2 | 5 | G4899-75 |
| 48 mm | 90 cm | Violet | 2 | 5 | G4899-90 |



Pointe effilée lourde 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 50 mm | 90 cm | Violet | 1 | 4 | G5098-90 |

PGA Atramat®

Acide polyglycolique Atramat®

Aiguille

G65



Pointe effilée lourde 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 65 mm | 75 cm | Violet | 1 | 4 | G6598-75 |
| 65 mm | 75 cm | Violet | 2 | 5 | G6599-75 |
| 65 mm | 90 cm | Violet | 2 | 5 | G6599-90 |

Aiguille

GH26



Pointe effilée lourde 5/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 26 mm | 70 cm | Violet | 2-0 | 3 | GH2692 |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 0 | 3.5 | GH2691 |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 1 | 4 | GH2698 |

Aiguille

GH37



Pointe effilée lourde 5/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 37 mm | 70 cm | Violet | 0 | 3.5 | GH3791 |

○ Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

Aiguille

SG26



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 26 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | SG2691-75 |
| 26 mm | 75 cm | Violet | 1 | 4 | SG2698-75 |

○ Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

Aiguille

SG30



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 30 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | SG3092-75 |
| 30 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | SG3091-75 |
| 30 mm | 75 cm | Violet | 1 | 4 | SG3098-75 |

○ Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

Aiguille

SG36



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 36 mm | 70 cm | Violet | 2-0 | 3 | SG3692 |
| 36 mm | 90 cm | Violet | 0 | 3.5 | SG3691-90 |
| 36 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | SG3691-75 |
| 36 mm | 70 cm | Violet | 0 | 3.5 | SG3691 |
| 36 mm | 70 cm | Violet | 1 | 4 | SG3698 |
| 36 mm | 75 cm | Violet | 1 | 4 | SG3698-75 |
| 36 mm | 90 cm | Violet | 1 | 4 | SG3698-90 |
| 36 mm | 90 cm | Violet | 2 | 5 | SG3699-90 |

PGA Atramat®

Acide polyglycolique Atramat®

Aiguille

SG40



Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 40 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | SG4091-75 |
| 40 mm | 90 cm | Violet | 0 | 3.5 | SG4091-90 |
| 40 mm | 75 cm | Violet | 1 | 4 | SG4098-75 |
| 40 mm | 90 cm | Violet | 1 | 4 | SG4098-90 |
| 40 mm | 75 cm | Violet | 2 | 5 | SG4099-75 |
| 40 mm | 90 cm | Violet | 2 | 5 | SG4099-90 |

Aiguille

SG48



Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 48 mm | 100 cm | Violet | 1 | 4 | SG4898-100 |
| 48 mm | 90 cm | Violet | 1 | 4 | SG4898-90 |
| 48 mm | 75 cm | Violet | 2 | 5 | SG4899-75 |
| 48 mm | 90 cm | Violet | 2 | 5 | SG4899-90 |

Aiguille

SG65



Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|------------|
| 65 mm | 75 cm | Non teint | 2-0 | 3 | SG6592-75B |

Aiguille

SGH26



Pointe effilée lourde premium, cercle 5/8

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|---------|
| 26 mm | 70 cm | Violet | 2-0 | 3 | SGH2692 |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 0 | 3.5 | SGH2691 |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 1 | 4 | SGH2698 |

Aiguille

SR17



Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 17 mm | 75 cm | Violet | 6-0 | 0,7 | SR1796-75 |
| 17 mm | 75 cm | Violet | 5-0 | 1 | SR1795-75 |
| 17 mm | 75 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | SR1794-75 |

Aiguille

SR20



Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 20 mm | 75 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | SR2094-75 |
| 20 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | SR2093-75 |

PGA Atramat®

Acide polyglycolique Atramat®



Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SR26



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 26 mm | 70 cm | Violet | 3-0 | 2 | SR2693 |
| 26 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | SR2693-75 |
| 26 mm | 90 cm | Violet | 3-0 | 2 | SR2693-90 |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 2-0 | 3 | SR2692 |
| 26 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | SR2692-75 |
| 26 mm | 90 cm | Violet | 2-0 | 3 | SR2692-90 |
| 26 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | SR2691-75 |
| 26 mm | 75 cm | Violet | 1 | 4 | SR2698-75 |



Coupe effilée premium 1/2 cercle

Aiguille

YJ30



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 30 mm | 75 cm | Violet | 1 | 4 | YJ3098-75 |



Coupe inversée 1/2 cercle

Aiguille

C26



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 26 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | C2693-75 |
| 26 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | C2692-75 |
| 26 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | C2691-75 |

Sutures résorbables

PGA Atramat®

Acide polyglycolique Atramat®

Aiguille

C30



Coupe inversée 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 30 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | C3093-75 |
| 30 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | C3092-75 |
| 30 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | C3091-75 |

Aiguille

C37



Coupe inversée 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 37 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | C3793-75 |
| 37 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | C3792-75 |
| 37 mm | 90 cm | Violet | 0 | 3.5 | C3791-90 |
| 37 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | C3791-75 |
| 37 mm | 90 cm | Violet | 1 | 4 | C3798-90 |
| 37 mm | 75 cm | Violet | 1 | 4 | C3798-75 |
| 37 mm | 75 cm | Violet | 2 | 5 | C3799-75 |

PGA Atramat®

Acide polyglycolique Atramat®



Coupe inversée 1/2 cercle

Aiguille

C40



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 40 mm | 90 cm | Violet | 2-0 | 3 | C4092-90 |
| 40 mm | 90 cm | Violet | 0 | 3.5 | C4091-90 |
| 40 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | C4091-75 |
| 40 mm | 75 cm | Violet | 1 | 4 | C4098-75 |
| 40 mm | 90 cm | Violet | 1 | 4 | C4098-90 |
| 40 mm | 75 cm | Violet | 2 | 5 | C4099-75 |
| 40 mm | 90 cm | Violet | 2 | 5 | C4099-90 |



Coupe inversée 1/2 cercle

Aiguille

C48



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 48 mm | 90 cm | Violet | 0 | 3.5 | C4891-90 |
| 48 mm | 75 cm | Violet | 1 | 4 | C4898-75 |
| 48 mm | 90 cm | Violet | 1 | 4 | C4898-90 |
| 48 mm | 75 cm | Violet | 2 | 5 | C4899-75 |
| 48 mm | 90 cm | Violet | 2 | 5 | C4899-90 |

Aiguille

CE12



Coupe inversée 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 12 mm | 70 cm | Violet | 5-0 | 1 | CE1295 |

Aiguille

CE16



Coupe inversée 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|------------|
| 16 mm | 45 cm | Violet | 5-0 | 1 | CE1695-45 |
| 16 mm | 45 cm | Non teint | 5-0 | 1 | CE1695-45B |
| 16 mm | 75 cm | Non teint | 5-0 | 1 | CE1695-75B |
| 16 mm | 75 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | CE1694-75 |
| 16 mm | 75 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | CE1694-75B |
| 16 mm | 45 cm | Violet | 3-0 | 2 | CE1693-45 |

Aiguille

CE19




Coupe inversée 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|------------|
| 19 mm | 75 cm | Non teint | 6-0 | 0,7 | CE1996-75B |
| 19 mm | 45 cm | Violet | 5-0 | 1 | CE1995-45 |
| 19 mm | 75 cm | Violet | 5-0 | 1 | CE1995-75 |
| 19 mm | 70 cm | Non teint | 5-0 | 1 | CE1995-B |

Sutures résorbables

PGA Atramat®

Acide polyglycolique




Aiguille

CE19



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|------------|
| 19 mm | 45 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | CE1994-45 |
| 19 mm | 45 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | CE1994-45B |
| 19 mm | 75 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | CE1994-75 |
| 19 mm | 75 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | CE1994-75B |
| 19 mm | 45 cm | Violet | 3-0 | 2 | CE1993-45 |
| 19 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | CE1993-75 |
| 19 mm | 75 cm | Non teint | 3-0 | 2 | CE1993-75B |
| 19 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | CE1992-75 |



Aiguille

CE24



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|------------|
| 24 mm | 75 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | CE2494-75 |
| 24 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | CE2493-75 |
| 24 mm | 75 cm | Non teint | 3-0 | 2 | CE2493-75B |
| 24 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | CE2492-75 |
| 24 mm | 75 cm | Non teint | 2-0 | 3 | CE2492-75B |
| 24 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3,5 | CE2491-75 |

Aiguille

CE26



Coupe inversée 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 26 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | CE2693-75 |

Aiguille

CE30



Coupe inversée 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 30 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | CE3093-75 |
| 30 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | CE3092-75 |
| 30 mm | 90 cm | Violet | 2-0 | 3 | CE3092-90 |
| 30 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | CE3091-75 |

Aiguille


CE37



Coupe inversée 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 37 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | CE3792-75 |
| 37 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | CE3791-75 |
| 37 mm | 75 cm | Violet | 1 | 4 | CE3798-75 |

Sutures résorbables
PGA Atramat®
 Acide polyglycolique Atramat®




Aiguille

U60



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|---------|
| 60 mm | 75 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | U6094-B |
| 60 mm | 75 cm | Non teint | 3-0 | 2 | U6093-B |
| 60 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | U6092 |
| 60 mm | 75 cm | Non teint | 2-0 | 3 | U6092-B |




Aiguille

P26



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 26 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | P2692-75 |
| 26 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | P2691-75 |



Aiguille

P30



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 30 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | P3092-75 |

Sutures résorbables

PGA Atramat®

Acide polyglycolique Atramat®

Aiguille

P36



Coupe inversé premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 36 mm | 90 cm | Violet | 0 | 3.5 | P3691-90 |
| 36 mm | 75 cm | Violet | 1 | 4 | P3698-75 |

Aiguille

P48



Coupe inversée premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 48 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | P4891-75 |
| 48 mm | 90 cm | Violet | 0 | 3.5 | P4891-90 |

Aiguille

PE13



Coupe inversée premium, cercle 3/8

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|------------|
| 13 mm | 45 cm | Non teint | 6-0 | 0,7 | PE1396-45B |
| 13 mm | 45 cm | Non teint | 5-0 | 1 | PE1395-45B |

PGA Atramat®

Acide polyglycolique Atramat®

Aiguille

PE16



Coupe inversée premium, cercle 3/8

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|------------|
| 16 mm | 45 cm | Non teint | 6-0 | 0,7 | PE1696-45B |
| 16 mm | 45 cm | Non teint | 5-0 | 1 | PE1695-45B |
| 16 mm | 75 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | PE1694-75 |
| 16 mm | 75 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | PE1694-75B |
| 16 mm | 45 cm | Violet | 3-0 | 2 | PE1693-45 |

Aiguille

PE19



Coupe inversée premium, cercle 3/8

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|------------|
| 19 mm | 70 cm | Non teint | 5-0 | 1 | PE1995-B |
| 19 mm | 45 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | PE1994-45B |
| 19 mm | 75 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | PE1994-75 |
| 19 mm | 75 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | PE1994-75B |
| 19 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | PE1993-75 |
| 19 mm | 75 cm | Non teint | 3-0 | 2 | PE1993-75B |
| 19 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | PE1992-75 |

Sutures résorbables

PGA Atramat®

Acide polyglycolique Atramat®



Coupe inversée de qualité supérieure, cercle 3/8

Aiguille

PE24



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|------------|
| 24 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | PE2493-75 |
| 24 mm | 75 cm | Non teint | 3-0 | 2 | PE2493-75B |
| 24 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | PE2492-75 |
| 24 mm | 75 cm | Non teint | 2-0 | 3 | PE2492-75B |



Coupe effilée 1/2 cercle

Aiguille

W30



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 30 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | W3092-75 |



Coupe effilée premium 1/2 cercle

Aiguille

PW30



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 30 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | PW3092-75 |

PGA Atramat®

Acide polyglycolique Atramat®



Spatule Premium 1/4 de Cercle

Aiguille

EA6



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|---------|
| 6 mm | 45 cm | Violet | 6-0 | 0,7 | EA696/2 |



Spatule Premium 1/4 de Cercle

Aiguille

EA8



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|---------|
| 8 mm | 45 cm | Violet | 6-0 | 0,7 | EA896/2 |
| 8 mm | 45 cm | Violet | 5-0 | 1 | EA895/2 |



Spatule Premium 3/8 Cercle

Aiguille

EE6



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------------|
| 6 mm | 30 cm | Violet | 8-0 | 0,4 | EE6980/2-30 |
| 6 mm | 45 cm | Violet | 7-0 | 0,5 | EE697/2 |

sans aiguille

S.H.

| Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|--------------------|---------|-----|----------------|------------|
| 150 cm | Violet | 3-0 | 2 | SS0093-150 |
| 150 cm | Violet | 2-0 | 3 | SS0092-150 |
| 250 cm | Violet | 2-0 | 3 | SS0092-250 |
| 150 cm | Violet | 0 | 3.5 | SS0091-150 |
| 250 cm | Violet | 0 | 3.5 | SS0091-250 |
| 150 cm | Violet | 1 | 4 | SS0098-150 |
| 250 cm | Violet | 1 | 4 | SS0098-250 |
| 150 cm | Violet | 2 | 5 | SS0099-150 |

sans aiguille

S.H.

Bobine

| Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|--------------------|---------|-----|----------------|-------------|
| 250 cm | Violet | 2-0 | 3 | SS0092-250C |

sans aiguille

S.H.

Fil à 2 brins

| Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|--------------------|---------|-----|----------------|-----------|
| 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | SS0293-75 |
| 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | SS0292-75 |
| 75 cm | Violet | 1 | 4 | SS0298-75 |

Sutures résorbables

PGA Atramat®

Acide polyglycolique

sans aiguille

S.H.

Fil à 3 brins

| Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 45 cm | Violet | 3-0 | 2 | SS0393-45 |
| 45 cm | Violet | 2-0 | 3 | SS0392-45 |
| 45 cm | Violet | 0 | 3.5 | SS0391-45 |

sans aiguille

S.H.

Fil à 5 brins

| Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 70 cm | Violet | 1 | 4 | SS0598 |

sans aiguille

S.H.

Fil à 6 brins

| Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 45 cm | Violet | 3-0 | 2 | SS0693-45 |
| 45 cm | Violet | 2-0 | 3 | SS0692-45 |
| 45 cm | Violet | 0 | 3.5 | SS0691-45 |



Sutures résorbables

PGLA90 RAPIDE Atramat®

Suture chirurgicale à absorption rapide

Polyglactine 910 Poly (Glycolide-co-L-lactide).

Indiqué pour l'approche superficielle et la ligature des tissus mous, de la peau, des muqueuses, mais pas pour un usage ophtalmique, cardiovasculaire ou neurologique.

Résistance à la traction: première semaine 50 % de la résistance à la traction initiale.

Absorption totale : 42 jours.



Composé de : copolymère d'acide glycolique et de L-lactide [poly(glycolide-co-L-lactide)].

Revêtement: Poly(glycolide-co-L-lactide) et stéarate de calcium

Absorption: Hydrolyse.

Couleur du Brin : Beige (non teint)

Caractéristiques:

- Réaction tissulaire minimale.
- Plus de sécurité dans le nœud avec la technique chirurgicale appropriée.

* Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation.

Sutures résorbables

PGLA90 Rapide Atramat®

Suture chirurgicale à absorption rapide Polyglactine 910 Poly (Glycolide-co-L-lactide).

 Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SR17



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------------|-------------|
| 17 mm | 75 cm | Non teint Beige | 4-0 | 1,5 | SR17294-75B |

 Pointe conique régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SR20



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------------|-----------|
| 20 mm | 70 cm | Non teint Beige | 2-0 | 3 | SR20292-B |

 Pointe conique régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SG36



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------------|-------------|
| 36 mm | 90 cm | Non teint Beige | 3-0 | 2 | SG36293-90B |
| 36 mm | 90 cm | Non teint Beige | 2-0 | 3 | SG36292-90B |

PGLA90 Rapide Atramat®

Suture chirurgicale à absorption rapide Polyglactine 910 Poly (Glycolide-co-L-lactide).



Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SG40



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------------|-------------|
| 40 mm | 90 cm | Non teint Beige | 0 | 3.5 | SG40291-90B |
| 40 mm | 90 cm | Non teint Beige | 1 | 4 | SG40298-90B |



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

Aiguille

P-PE11



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------------|---------------|
| 11 mm | 45 cm | Non teint Beige | 6-0 | 0,7 | P-PE11296-45B |



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

Aiguille

P-PE13



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------------|---------------|
| 13 mm | 45 cm | Non teint Beige | 5-0 | 1 | P-PE13295-45B |

Sutures résorbables

PGLA90 Rapide Atramat®

Suture chirurgicale à absorption rapide Polyglactine 910 Poly (Glycolide-co-L-lactide).



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

Aiguille

P-PE19



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------------|---------------|
| 19 mm | 45 cm | Non teint Beige | 4-0 | 1,5 | P-PE19294-45B |
| 19 mm | 45 cm | Non teint Beige | 3-0 | 2 | P-PE19293-45B |



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

Aiguille

P-PE26



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------------|-------------|
| 26 mm | 70 cm | Non teint Beige | 3-0 | 2 | P-PE26293-B |



Atraglide coupe 3/8 cercle

Aiguille

HPE19



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------------|--------------|
| 19 mm | 45 cm | Non teint Beige | 4-0 | 1,5 | HPE19294-45B |





Sutures résorbables

Atramat® PGLA90

Suture chirurgicale en polyglactine 910 Poly
(Glycolide-co-L-lactide).

Indiqué pour le rapprochement et/ou la ligature des tissus mous, ainsi que pour les procédures ophtalmiques, mais il n'est pas indiqué pour une utilisation dans les procédures cardiovasculaires, neurologiques et microchirurgicales.

Résistance à la traction: deuxième semaine 75 % de la résistance à la traction initiale.

Absorption totale : 60 - 80 jours.



Composé de : Copolymère
Acide glycolique et L-lactide [poly(glycolide-co-L-lactide)].

Revêtement: Poly(glycolide-co-L-lactide)
et stéarate de calcium.

Absorption: Hydrolyse.

Couleur du brin : Violet ou Beige (Non teint).

Caractéristiques:

- Réaction tissulaire minimale.
- Plus de sécurité dans le nœud avec la technique d'intervention chirurgicale appropriée.
- La couleur violette offre une excellente visibilité dans le champ chirurgical.

* Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation.

Atramat® PGLA90

Suture chirurgicale en polyglactine 910 Poly (Glycolide-co-L-lactide).



Pointe effilée régulière 1/2 cercle

Aiguille

R20



Pointe effilée régulière 1/2 cercle

Aiguille

R26



Pointe effilée régulière 1/2 cercle

Aiguille

R30



Pointe conique lourde 1/2

Aiguille

G37



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 20 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | R20303-75 |

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 26 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | R26303-75 |
| 26 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | R26302-75 |

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 30 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | R30303-75 |
| 30 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | R30302-75 |

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 37 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | G37301-75 |

PGLA90 Atramat®

Suture chirurgicale en polyglactine 910 Poly (Glycolide-co-L-lactide).



Pointe effilée lourde 1/2 cercle

Aiguille

G40



Pointe effilée lourde 1/2 cercle

Aiguille

G48



Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SR17



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 40 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | G40301-75 |
| 40 mm | 90 cm | Violet | 0 | 3.5 | G40301-90 |
| 40 mm | 75 cm | Violet | 1 | 4 | G40308-75 |
| 40 mm | 90 cm | Violet | 1 | 4 | G40308-90 |

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 48 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | G48301-75 |
| 48 mm | 75 cm | Violet | 2 | 5 | G48309-75 |
| 48 mm | 90 cm | Violet | 2 | 5 | G48309-90 |

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 17 mm | 75 cm | Violet | 5-0 | 1 | SR17305-75 |
| 17 mm | 70 cm | Violet | 5-0 | 1 | SR17305 |
| 17 mm | 75 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | SR17304-75 |
| 17 mm | 70 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | SR17304 |

Sutures résorbables

PGLA90 Atramat®

Suture chirurgicale en polyglactine 910 Poly (Glycolide-co-L-lactide).



Pointe conique régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SR20



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 20 mm | 70 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | SR20304 |
| 20 mm | 70 cm | Violet | 3-0 | 2 | SR20303 |
| 20 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | SR20303-75 |



Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SR26



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 26 mm | 70 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | SR26304 |
| 26 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | SR26303-75 |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 3-0 | 2 | SR26303 |
| 26 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | SR26302-75 |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 2-0 | 3 | SR26302 |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 0 | 3.5 | SR26301 |
| 26 mm | 75 cm | Violet | 1 | 4 | SR26308-75 |



Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SR30



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 30 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | SR30303-75 |
| 30 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | SR30302-75 |

PGLA90 Atramat®

Suture chirurgicale en polyglactine 910 Poly (Glycolide-co-L-lactide).



Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SR36



Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

Aiguille

SG26



Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

Aiguille

SG36



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|---------|
| 36 mm | 70 cm | Violet | 3-0 | 2 | SR36303 |
| 36 mm | 70 cm | Violet | 2-0 | 3 | SR36302 |
| 36 mm | 70 cm | Violet | 0 | 3.5 | SR36301 |

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|---------|
| 26 mm | 70 cm | Violet | 1 | 4 | SG26308 |

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 36 mm | 70 cm | Violet | 3-0 | 2 | SG36303 |
| 36 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | SG36303-75 |
| 36 mm | 70 cm | Violet | 2-0 | 3 | SG36302 |
| 36 mm | 90 cm | Violet | 2-0 | 3 | SG36302-90 |
| 36 mm | 70 cm | Violet | 0 | 3.5 | SG36301 |
| 36 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | SG36301-75 |
| 36 mm | 90 cm | Violet | 0 | 3.5 | SG36301-90 |
| 36 mm | 70 cm | Violet | 1 | 4 | SG36308 |
| 36 mm | 90 cm | Violet | 1 | 4 | SG36308-90 |

Sutures résorbables

PGLA90 Atramat®

Polyglactine 910 Poly(Glycolic-co-L-lactide)

Aiguille

SG40



Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 40 mm | 70 cm | Violet | 2-0 | 3 | SG40302 |
| 40 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | SG40301-75 |
| 40 mm | 90 cm | Violet | 0 | 3.5 | SG40301-90 |
| 40 mm | 70 cm | Violet | 1 | 4 | SG40308 |
| 40 mm | 75 cm | Violet | 1 | 4 | SG40308-75 |
| 40 mm | 90 cm | Violet | 1 | 4 | SG40308-90 |

Aiguille

SG48



Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 48 mm | 75 cm | Violet | 0 | 3.5 | SG48301-75 |
| 48 mm | 90 cm | Violet | 1 | 4 | SG48308-90 |
| 48 mm | 75 cm | Violet | 2 | 5 | SG48309-75 |
| 48 mm | 90 cm | Violet | 2 | 5 | SG48309-90 |

Aiguille

SGH26



Pointe effilée lourde premium , cercle 5/8

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 26 mm | 70 cm | Violet | 2-0 | 3 | SGH26302 |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 0 | 3.5 | SGH26301 |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 1 | 4 | SGH26308 |

PGLA90 Atramat®

Polyglactine 910 Poly(Glycolic-co-L-lactide)



Coupe inversée premium 1/2 cercle

Aiguille

P22



Coupe inversée premium 1/2 cercle

Aiguille

P26



Coupe inversée premium 1/2 cercle

Aiguille

P36



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 22 mm | 70 cm | Violet | 3-0 | 2 | P22303 |

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 26 mm | 75 cm | Violet | 3-0 | 2 | P26303-75 |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 2-0 | 3 | P26302 |
| 26 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | P26302-75 |
| 26 mm | 90 cm | Violet | 2-0 | 3 | P26302-90 |

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 36 mm | 70 cm | Violet | 0 | 3.5 | P36301 |
| 36 mm | 90 cm | Violet | 0 | 3.5 | P36301-90 |
| 36 mm | 70 cm | Violet | 1 | 4 | P36308 |

Sutures résorbables

PGLA90 Atramat®

Polyglactine 910 Poly(Glycolic-co-L-lactide)

Aiguille

PE19



Coupe inversée premium, cercle 3/8

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|-----------|
| 19 mm | 70 cm | Non teint | 6-0 | 0,7 | PE19306-B |
| 19 mm | 70 cm | Non teint | 5-0 | 1 | PE19305-B |
| 19 mm | 70 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | PE19304-B |
| 19 mm | 70 cm | Non teint | 3-0 | 2 | PE19303-B |

Aiguille

PE24



Coupe inversée premium, cercle 3/8

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|---------|
| 24 mm | 70 cm | Violet | 2-0 | 3 | PE24302 |

Aiguille

PE30



Coupe inversée premium, cercle 3/8

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 30 mm | 75 cm | Violet | 2-0 | 3 | PE30302-75 |

Aiguille

P-PE13



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|---------------|
| 13 mm | 45 cm | Non teint | 6-0 | 0,7 | P-PE13306-45B |
| 13 mm | 45 cm | Non teint | 5-0 | 1 | P-PE13305-45B |

PGLA90 Atramat®

Polyglactine 910 Poly(Glycolic-co-L-lactide)



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

Aiguille

P-PE16



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|---------------|
| 16 mm | 45 cm | Non teint | 5-0 | 1 | P-PE16305-45B |



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

Aiguille

P-PE19



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|---------------|
| 19 mm | 45 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | P-PE19304-45B |



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

Aiguille

P-PE24



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|---------------|
| 24 mm | 45 cm | Non teint | 3-0 | 2 | P-PE24303-45B |



Lames de coupe conventionnelles Supra-Sharp 3/8 cercle

Aiguille

P-QE16



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|---------------|
| 16 mm | 45 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | P-QE16304-45B |

Sutures résorbables

PGLA90 Atramat®

Suture chirurgicale en polyglactine 910 Poly (Glycolide-co-L-lactide).



Atraglide coupe 3/8 cercle

Aiguille

HPE19



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|--------------|
| 19 mm | 45 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | HPE19304-45B |



Atraglide coupe 3/8 cercle

Aiguille

HPE24



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|--------------|
| 24 mm | 45 cm | Non teint | 3-0 | 2 | HPE24303-45B |



Spatule Supraglyde 3/8 cercle

Aiguille

E-EE6.5



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------------|
| 6,5 mm | 20 cm | Violet | 8-0 | 0,4 | E-EE6.53080/2-20 |
| 6,5 mm | 45 cm | Violet | 7-0 | 0,5 | E-EE6.5307/2 |



Spatule Supraglyde 1/4 de cercle

Aiguille

E-EA8



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 8 mm | 45 cm | Violet | 6-0 | 0,7 | E-EA8306/2 |
| 8 mm | 45 cm | Violet | 5-0 | 1 | E-EA8305/2 |

PGLA90 Atramat®

Suture chirurgicale en polyglactine 910 Poly (Glycolide-co-L-lactide).

sans aiguille

S.H.

| Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|--------------------|---------|-----|----------------|-------------|
| 150 cm | Violet | 3-0 | 2 | SS00303-150 |
| 150 cm | Violet | 2-0 | 3 | SS00302-150 |
| 150 cm | Violet | 1 | 4 | SS00308-150 |

sans aiguille

S.H.

Fil à 5 brins

| Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|--------------------|---------|-----|----------------|---------|
| 70 cm | Violet | 0 | 3.5 | SS05301 |

sans aiguille

EZ-SS

Bobine

| Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|--------------------|---------|-----|----------------|-----------------|
| 150 cm | Violet | 3-0 | 2 | EZ-SS00303-150C |
| 150 cm | Violet | 0 | 3.5 | EZ-SS00301-150C |
| 150 cm | Violet | 1 | 4 | EZ-SS00308-150C |

sans aiguille

EZ-SS

05 Brin /Brins

| Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|--------------------|---------|-----|----------------|------------|
| 70 cm | Violet | 0 | 3.5 | EZ-SS05301 |



Sutures résorbables

Atramat® PGC25

Suture chirurgicale

Indiqué dans le rapprochement des tissus mous, mais son utilisation n'est pas indiquée dans les procédures cardiovasculaires et neurologiques.

Résistance à la traction du fil violet : Première semaine 68 % de la résistance à la traction initiale, deuxième semaine 41 %.

Violette | Absorption totale : 110 jours.



Résistance à la traction Fil incolore : Première semaine 79 % de la résistance à la traction initiale, deuxième semaine 40 %.

Non teint | Absorption totale: 90 jours.



Composé de : copolymère de glycolide et de caprolactone [poly(glycolide-co-epsilon-caprolactone)].

Absorption: Hydrolyse.

Couleur du brin : Violet ou non teint.

Caractéristiques:

- Réaction tissulaire minimale.
- Plus de sécurité dans le nœud avec la technique chirurgicale appropriée.
- La couleur violette offre une excellente visibilité dans le champ chirurgical.

* Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation.

Atramat®PGC25
Poly(glycolide-co-epsilon-caprolactone)

 Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SR13



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 13 mm | 70 cm | Violet | 5-0 | 1 | SR1305 |

 Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SR17



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 17 mm | 70 cm | Violet | 5-0 | 1 | SR1705-H* |
| 17 mm | 70 cm | Violet | 5-0 | 1 | SR1705 |
| 17 mm | 70 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | SR1704-H* |
| 17 mm | 70 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | SR1704 |
| 17 mm | 70 cm | Violet | 3-0 | 2 | SR1703 |

 Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SR20



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 20 mm | 70 cm | Violet | 3-0 | 2 | SR2003 |

Remarque : * Boîte de 36 pièces

PGC25 Atramat®

Poly(glycolide-co-epsilon-caprolactone)



Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SR26



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 26 mm | 70 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | SR2604 |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 3-0 | 2 | SR2603-H* |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 3-0 | 2 | SR2603 |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 2-0 | 3 | SR2602-H* |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 2-0 | 3 | SR2602 |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 0 | 3.5 | SR2601 |



Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

Aiguille

SG36



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 36 mm | 90 cm | Violet | 2-0 | 3 | SG3602-90 |
| 36 mm | 70 cm | Violet | 2-0 | 3 | SG3602 |
| 36 mm | 70 cm | Violet | 0 | 3.5 | SG3601-H* |
| 36 mm | 90 cm | Violet | 0 | 3.5 | SG3601-90 |
| 36 mm | 70 cm | Violet | 0 | 3.5 | SG3601 |
| 36 mm | 70 cm | Violet | 1 | 4 | SG3608 |

Atramat®PGC25
Poly(glycolide-co-epsilon-caprolactone)

Aiguille

SG40



Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------------|
| 40 mm | 70 cm | Violet | 0 | 3.5 | SG4001 |
| 40 mm | 70 cm | Violet | 1 | 4 | SG4008 |
| 40 mm | 90 cm | Violet | 1 | 4 | SG4008-90H* |
| 40 mm | 100 cm | Violet | 1 | 4 | SG4008-100H* |

Aiguille

SG48



Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------------|
| 48 mm | 100 cm | Violet | 1 | 4 | SG4808-100H* |

Aiguille

P26



Coupe inversée premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 26 mm | 90 cm | Violet | 3-0 | 2 | P2603-90 |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 3-0 | 2 | P2603 |
| 26 mm | 90 cm | Violet | 2-0 | 3 | P2602-90 |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 2-0 | 3 | P2602 |
| 26 mm | 90 cm | Violet | 0 | 3.5 | P2601-90 |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 0 | 3.5 | P2601 |

Remarque : * Boîte de 36 pièces

Sutures résorbables

PGC25 Atramat®

Poly(glycolide-co-epsilon-caprolactone)

Aiguille

P30



Coupe inversée premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 30 mm | 70 cm | Violet | 2-0 | 3 | P3002 |
| 30 mm | 70 cm | Violet | 0 | 3.5 | P3001 |

Aiguille

P36



Coupe inversée premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 36 mm | 90 cm | Violet | 2-0 | 3 | P3602-90 |
| 36 mm | 90 cm | Violet | 0 | 3.5 | P3601-90 |
| 36 mm | 90 cm | Violet | 1 | 4 | P3608-90 |

Aiguille

PE13



Coupe inversée premium 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|------------|
| 13 mm | 45 cm | Non teint | 6-0 | 0,7 | PE1306-45B |
| 13 mm | 45 cm | Non teint | 5-0 | 1 | PE1305-45B |
| 13 mm | 45 cm | Violet | 5-0 | 1 | PE1305-45 |
| 13 mm | 45 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | PE1304-45 |

Remarque : * Boîte de 36 pièces

Sutures résorbables

Atramat®PGC25

Poly(glycolide-co-epsilon-caprolactone)

Aiguille

PE16



Coupe inversée premium 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|------------|
| 16 mm | 45 cm | Non teint | 5-0 | 1 | PE1605-45B |
| 16 mm | 45 cm | Violet | 5-0 | 1 | PE1605-45 |
| 16 mm | 70 cm | Violet | 5-0 | 1 | PE1605 |
| 16 mm | 45 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | PE1604-45B |
| 16 mm | 45 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | PE1604-45 |
| 16 mm | 70 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | PE1604 |



Coupe inversée premium 3/8 cercle

Aiguille

PE19



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|------------|
| 19 mm | 70 cm | Non teint | 5-0 | 1 | PE1905-B |
| 19 mm | 45 cm | Violet | 5-0 | 1 | PE1905-45 |
| 19 mm | 70 cm | Violet | 5-0 | 1 | PE1905 |
| 19 mm | 70 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | PE1904-B |
| 19 mm | 45 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | PE1904-45B |
| 19 mm | 45 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | PE1904-45 |
| 19 mm | 70 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | PE1904 |
| 19 mm | 70 cm | Non teint | 3-0 | 2 | PE1903-B |
| 19 mm | 75 cm | Non teint | 3-0 | 2 | PE1903-75B |
| 19 mm | 45 cm | Non teint | 3-0 | 2 | PE1903-45B |
| 19 mm | 70 cm | Violet | 3-0 | 2 | PE1903 |

Remarque : * Boîte de 36 pièces

Sutures résorbables

PGC25 Atramat®

Poly(glycolide-co-epsilon-caprolactone)



Coupe inversée premium 3/8 cercle

Aiguille

PE24



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|------------|
| 24 mm | 75 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | PE2404-75B |
| 24 mm | 70 cm | Non teint | 3-0 | 2 | PE2403-BH* |
| 24 mm | 75 cm | Non teint | 3-0 | 2 | PE2403-75B |
| 24 mm | 45 cm | Non teint | 3-0 | 2 | PE2403-45B |
| 24 mm | 70 cm | Violet | 3-0 | 2 | PE2403 |
| 24 mm | 70 cm | Non teint | 2-0 | 3 | PE2402-B |
| 24 mm | 90 cm | Violet | 2-0 | 3 | PE2402-90 |
| 24 mm | 70 cm | Violet | 2-0 | 3 | PE2402 |



Coupe inversée premium 3/8 cercle

Aiguille

PE26



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|----------|
| 26 mm | 70 cm | Non teint | 3-0 | 2 | PE2603-B |



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

Aiguille

P-PE11



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|--------------|
| 11 mm | 45 cm | Non teint | 6-0 | 0,7 | P-PE1106-45B |
| 11 mm | 45 cm | Non teint | 5-0 | 1 | P-PE1105-45B |

Remarque : * Boîte de 36 pièces

Sutures résorbables

Atramat®PGC25

Poly(glycolide-co-epsilon-caprolactone)

Aiguille

P-PE13



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|--------------|
| 13 mm | 45 cm | Non teint | 6-0 | 0,7 | P-PE1306-45B |
| 13 mm | 45 cm | Non teint | 5-0 | 1 | P-PE1305-45B |
| 13 mm | 45 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | P-PE1304-45B |

Aiguille

P-PE19



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|--------------|
| 19 mm | 45 cm | Non teint | 5-0 | 1 | P-PE1905-45B |
| 19 mm | 45 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | P-PE1904-45B |
| 19 mm | 70 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | P-PE1904-B |
| 19 mm | 70 cm | Non teint | 3-0 | 2 | P-PE1903-B |

Aiguille

P-PE24



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|------------|
| 24 mm | 70 cm | Non teint | 3-0 | 2 | P-PE2403-B |
| 24 mm | 70 cm | Non teint | 2-0 | 3 | P-PE2402-B |

Sutures résorbables

PGC25 Atramat®

Poly(glycolide-co-epsilon-caprolactone)



Atraglide® Coupante 3/8 de cercle

Aiguille

HPE13



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|-------------|
| 13 mm | 45 cm | Non teint | 6-0 | 0,7 | HPE1306-45B |
| 13 mm | 45 cm | Non teint | 5-0 | 1 | HPE1305-45B |



Atraglide® Coupante 3/8 de cercle

Aiguille

HPE16



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|-------------|
| 16 mm | 45 cm | Non teint | 5-0 | 1 | HPE1605-45B |
| 16 mm | 45 cm | Violet | 5-0 | 1 | HPE1605-45 |
| 16 mm | 45 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | HPE1604-45B |
| 16 mm | 45 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | HPE1604-45 |



Atraglide® Coupante 3/8 de cercle

Aiguille

HPE19



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|-------------|
| 19 mm | 45 cm | Non teint | 5-0 | 1 | HPE1905-45B |
| 19 mm | 45 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | HPE1904-45B |
| 19 mm | 70 cm | Non teint | 4-0 | 1,5 | HPE1904-B |

Atramat®PGC25

Poly(glycolide-co-epsilon-caprolactone)

Aiguille

HPE24



Atraglide® Coupante 3/8 de cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|-----------|
| 24 mm | 70 cm | Non teint | 3-0 | 2 | HPE2403-B |
| 24 mm | 70 cm | Non teint | 2-0 | 3 | HPE2402-B |





Sutures résorbables

PDX Atramat[®] p-dioxanone

Indiqué pour l'apposition et/ou la ligature des tissus mous dans les procédures de cardiopathies pédiatriques. Cette suture est recommandée pour la fermeture des plaies nécessitant un soutien prolongé.

Résistance à la traction: Quatrième semaine 70 % de la résistance à la traction initiale, sixième semaine 50 %.

Absorption totale : 180 - 220 jours.



Composé de : Monomère de p-dioxanone

Absorption: Hydrolyse.

Couleur du brin : Violet ou non teint.

Caractéristiques:

- Réaction tissulaire minimale.
- Plus de sécurité dans le nœud avec la technique chirurgicale appropriée.
- La couleur violette offre une excellente visibilité dans le champ chirurgical.

* Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation.

Aiguille

SR13



Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 13 mm | 70 cm | Violet | 6-0 | 0,7 | SR1376 |
| 13 mm | 70 cm | Violet | 5-0 | 1 | SR1375 |

Aiguille

SR17



Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 17 mm | 70 cm | Violet | 5-0 | 1 | SR1775 |
| 17 mm | 70 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | SR1774 |
| 17 mm | 70 cm | Violet | 3-0 | 2 | SR1773 |

Aiguille

SR20



Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 20 mm | 70 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | SR2074 |
| 20 mm | 70 cm | Violet | 3-0 | 2 | SR2073 |

Sutures résorbables

PDX Atramat®

P-dioxanone

Aiguille

SR26



Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

| 26 mm | 70 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | SR2674 |
|-------|-------|--------|-----|-----|--------|
| 26 mm | 70 cm | Violet | 3-0 | 2 | SR2673 |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 2-0 | 3 | SR2672 |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 0 | 3.5 | SR2671 |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 1 | 4 | SR2678 |

Aiguille

SR30



Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

| 30 mm | 70 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | SR3074 |
|-------|-------|--------|-----|-----|--------|
| 30 mm | 70 cm | Violet | 3-0 | 2 | SR3073 |
| 30 mm | 70 cm | Violet | 2-0 | 3 | SR3072 |

Aiguille

SG36



Pointe effilée épaisse premium 1/2 cercle

| 36 mm | 70 cm | Violet | 3-0 | 2 | SG3673 |
|-------|-------|--------|-----|-----|-----------|
| 36 mm | 70 cm | Violet | 2-0 | 3 | SG3672 |
| 36 mm | 70 cm | Violet | 0 | 3.5 | SG3671 |
| 36 mm | 70 cm | Violet | 1 | 4 | SG3678 |
| 36 mm | 90 cm | Violet | 1 | 4 | SG3678-90 |

Aiguille

SG40



Pointe effilée épaisse premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 40 mm | 70 cm | Violet | 0 | 3.5 | SG4071 |
| 40 mm | 90 cm | Violet | 0 | 3.5 | SG4071-90 |
| 40 mm | 70 cm | Violet | 1 | 4 | SG4078 |
| 40 mm | 90 cm | Violet | 1 | 4 | SG4078-90 |

Aiguille

SG48



Pointe effilée épaisse premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 48 mm | 90 cm | Violet | 1 | 4 | SG4878-90 |
| 48 mm | 90 cm | Violet | 2 | 5 | SG4879-90 |



Coupe inversée premium 1/2 cercle

Aiguille

P26



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 26 mm | 70 cm | Violet | 3-0 | 2 | P2673 |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 2-0 | 3 | P2672 |
| 26 mm | 90 cm | Violet | 2-0 | 3 | P2672-90 |
| 26 mm | 70 cm | Violet | 0 | 3.5 | P2671 |

Sutures résorbables

PDX Atramat®

P-dioxanone



Coupe inversée premium 1/2 cercle

Aiguille

P36



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 36 mm | 70 cm | Violet | 2-0 | 3 | P3672 |
| 36 mm | 70 cm | Violet | 0 | 3.5 | P3671 |



Coupe inversée premium 1/2 cercle

Aiguille

P40



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 40 mm | 75 cm | Violet | 1 | 4 | P4078-75 |
| 40 mm | 90 cm | Violet | 2 | 5 | P4079-90 |



Coupe inversée premium 3/8 cercle

Aiguille

PE13



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 13 mm | 45 cm | Violet | 6-0 | 0,7 | PE1376-45 |
| 13 mm | 45 cm | Violet | 5-0 | 1 | PE1375-45 |
| 13 mm | 45 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | PE1374-45 |

Aiguille

PE16



Coupe inversée premium 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 16 mm | 45 cm | Violet | 5-0 | 1 | PE1675-45 |
| 16 mm | 45 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | PE1674-45 |
| 16 mm | 45 cm | Violet | 3-0 | 2 | PE1673-45 |

Aiguille

PE19



Coupe inversée premium 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 19 mm | 70 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | PE1974 |
| 19 mm | 45 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | PE1974-45 |
| 19 mm | 70 cm | Violet | 3-0 | 2 | PE1973 |
| 19 mm | 45 cm | Violet | 3-0 | 2 | PE1973-45 |

Aiguille

PE24



Coupe inversée premium 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 24 mm | 70 cm | Violet | 3-0 | 2 | PE2473 |
| 24 mm | 45 cm | Violet | 3-0 | 2 | PE2473-45 |
| 24 mm | 70 cm | Violet | 2-0 | 3 | PE2472 |

PDX Atramat®

P-dioxanone

Aiguille

PE36



Coupe inversée premium 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 36 mm | 90 cm | Violet | 0 | 3.5 | PE3671-90 |

Aiguille

P-PE13



Coupe inversée premium 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------------|
| 13 mm | 45 cm | Violet | 5-0 | 1 | P-PE1375-45 |

Aiguille

P-PE19



Coupe inversée premium 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------------|
| 19 mm | 45 cm | Violet | 4-0 | 1,5 | P-PE1974-45 |

Aiguille

P-PE24



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------------|
| 24 mm | 45 cm | Violet | 3-0 | 2 | P-PE2473-45 |
| 24 mm | 45 cm | Violet | 2-0 | 3 | P-PE2472-45 |

Sutures résorbables

PDX Atramat®

P-dioxanone



Coupe inversée lourde premium 1/2 cercle

Aiguille

K22



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 22 mm | 70 cm | Violet | 1 | 4 | K2278 |



Pointe effilée Supraglyde 3/8 cercle

Aiguille

CVSE13



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 13 mm | 75 cm | Violet | 6-0 | 0,7 | CVSE1376/2 |
| 13 mm | 75 cm | Violet | 5-0 | 1 | CVSE1375/2 |



Pointe effilée Supraglyde 3/8 cercle

Aiguille

CVSBE13



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------------|
| 13 mm | 75 cm | Violet | 6-0 | 0,7 | CVSBE1376/2 |




Pointe effilée extra-lourde 1/2 cercle

Aiguille

X40



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------------|
| 40 mm | 150 cm | Violet | 0 | 3.5 | Boucle X4071-150 |
| 40 mm | 150 cm | Violet | 1 | 4 | Boucle X4078-150 |


 Pointe effilée extra-lourde 1/2 cercle

Aiguille

X48



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------------|
| 48 mm | 150 cm | Violet | 0 | 3.5 | Boucle X4871-150 |
| 48 mm | 150 cm | Violet | 1 | 4 | Boucle X4878-150 |

 Pointe effilée extra-lourde 1/2 cercle

Aiguille

X50



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------------|
| 50 mm | 150 cm | Violet | 0 | 3.5 | Boucle X5071-150 |
| 50 mm | 150 cm | Violet | 1 | 4 | Boucle X5078-150 |



Sutures résorbables

Suture chirurgicale chromique Catgut Atramat®

Indiqué pour l'apposition ou la ligature des tissus mous, y compris les procédures ophtalmiques.

Il conserve sa résistance à la traction entre la deuxième et la troisième semaine après son implantation environ.

Absorption totale: 60 - 90 jours.



Composé de : Collagène, une protéine constituée de 3 polypeptides entrelacés.

Revêtement: Sels de chrome.

Absorption: Phagocytose.

Couleur du brin : Brun foncé.

Caractéristiques:


- Réaction tissulaire modérée.
- Uniformité d'absorption.
- Transfert tissulaire minimal.

* Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation.

Sutures résorbables


Suture chirurgicale Atramat® Catgut Chromé

 Pointe effilée fine 1/2 cercle




| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 17 mm | 75 cm | Brun | 5-0 | 1,5 | F1715-75 |
| 17 mm | 75 cm | Brun | 4-0 | 2 | F1714-75 |

 Pointe effilée régulière 1/2 cercle



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 20 mm | 75 cm | Brun | 4-0 | 2 | R2014-75 |
| 20 mm | 75 cm | Brun | 3-0 | 3 | R2013-75 |

 Pointe effilée régulière 1/2 cercle



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 26 mm | 75 cm | Brun | 5-0 | 1,5 | R2615-75 |
| 26 mm | 75 cm | Brun | 4-0 | 2 | R2614-75 |
| 26 mm | 75 cm | Brun | 3-0 | 3 | R2613-75 |
| 26 mm | 75 cm | Brun | 2-0 | 3,5 | R2612-75 |
| 26 mm | 75 cm | Brun | 0 | 4 | R2611-75 |
| 26 mm | 75 cm | Brun | 1 | 5 | R2618-75 |


Suture chirurgicale Atramat® Catgut Chromé



Pointe effilée régulière 1/2 cercle

Aiguille

R37



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 37 mm | 75 cm | Brun | 4-0 | 2 | R3714-75 |
| 37 mm | 75 cm | Brun | 3-0 | 3 | R3713-75 |
| 37 mm | 75 cm | Brun | 2-0 | 3.5 | R3712-75 |
| 37 mm | 75 cm | Brun | 0 | 4 | R3711-75 |
| 37 mm | 75 cm | Brun | 1 | 5 | R3718-75 |



Pointe effilée lourde 1/2 cercle

Aiguille

G37



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 37 mm | 75 cm | Brun | 3-0 | 3 | G3713-75 |
| 37 mm | 75 cm | Brun | 2-0 | 3.5 | G3712-75 |
| 37 mm | 90 cm | Brun | 2-0 | 3.5 | G3712-90 |
| 37 mm | 75 cm | Brun | 0 | 4 | G3711-75 |
| 37 mm | 90 cm | Brun | 0 | 4 | G3711-90 |
| 37 mm | 75 cm | Brun | 1 | 5 | G3718-75 |
| 37 mm | 90 cm | Brun | 1 | 5 | G3718-90 |
| 37 mm | 75 cm | Brun | 2 | 6 | G3719-75 |

Suture chirurgicale Atramat® Catgut Chromé

Aiguille

G40



Pointe effilée lourde 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 40 mm | 75 cm | Brun | 2-0 | 3.5 | G4012-75 |
| 40 mm | 90 cm | Brun | 2-0 | 3.5 | G4012-90 |
| 40 mm | 75 cm | Brun | 0 | 4 | G4011-75 |
| 40 mm | 90 cm | Brun | 0 | 4 | G4011-90 |
| 40 mm | 75 cm | Brun | 1 | 5 | G4018-75 |
| 40 mm | 90 cm | Brun | 1 | 5 | G4018-90 |
| 40 mm | 90 cm | Brun | 2 | 6 | G4019-90 |

Aiguille

G48



Pointe effilée lourde 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 48 mm | 90 cm | Brun | 1 | 5 | G4818-90 |
| 48 mm | 90 cm | Brun | 2 | 6 | G4819-90 |

Aiguille

G50



Pointe effilée lourde 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 50 mm | 90 cm | Brun | 1 | 5 | G5018-90 |

Suture chirurgicale Atramat® Catgut Chromé



Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SR17



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 17 mm | 75 cm | Brun | 5-0 | 1,5 | SR1715-75 |
| 17 mm | 75 cm | Brun | 4-0 | 2 | SR1714-75 |



Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SR20



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 20 mm | 75 cm | Brun | 4-0 | 2 | SR2014-75 |
| 20 mm | 75 cm | Brun | 3-0 | 3 | SR2013-75 |



Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SR26



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 26 mm | 75 cm | Brun | 5-0 | 1,5 | SR2615-75 |
| 26 mm | 75 cm | Brun | 4-0 | 2 | SR2614-75 |
| 26 mm | 75 cm | Brun | 3-0 | 3 | SR2613-75 |
| 26 mm | 75 cm | Brun | 2-0 | 3.5 | SR2612-75 |
| 26 mm | 75 cm | Brun | 0 | 4 | SR2611-75 |
| 26 mm | 75 cm | Brun | 1 | 5 | SR2618-75 |

Sutures résorbables

Suture chirurgicale Atramat® Catgut Chromé

Aiguille

SR36



Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 36 mm | 75 cm | Brun | 4-0 | 2 | SR3614-75 |
| 36 mm | 75 cm | Brun | 3-0 | 3 | SR3613-75 |
| 36 mm | 75 cm | Brun | 2-0 | 3.5 | SR3612-75 |
| 36 mm | 75 cm | Brun | 0 | 4 | SR3611-75 |
| 36 mm | 75 cm | Brun | 1 | 5 | SR3618-75 |

Aiguille

SG36



Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 36 mm | 75 cm | Brun | 3-0 | 3 | SG3613-75 |
| 36 mm | 75 cm | Brun | 2-0 | 3.5 | SG3612-75 |
| 36 mm | 90 cm | Brun | 2-0 | 3.5 | SG3612-90 |
| 36 mm | 75 cm | Brun | 0 | 4 | SG3611-75 |
| 36 mm | 90 cm | Brun | 0 | 4 | SG3611-90 |
| 36 mm | 75 cm | Brun | 1 | 5 | SG3618-75 |
| 36 mm | 90 cm | Brun | 1 | 5 | SG3618-90 |
| 36 mm | 75 cm | Brun | 2 | 6 | SG3619-75 |

Suture chirurgicale Atramat® Catgut Chromé

Aiguille

SG40



Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 40 mm | 75 cm | Brun | 2-0 | 3.5 | SG4012-75 |
| 40 mm | 75 cm | Brun | 0 | 4 | SG4011-75 |
| 40 mm | 90 cm | Brun | 0 | 4 | SG4011-90 |
| 40 mm | 75 cm | Brun | 1 | 5 | SG4018-75 |
| 40 mm | 90 cm | Brun | 1 | 5 | SG4018-90 |
| 40 mm | 90 cm | Brun | 2 | 6 | SG4019-90 |

Aiguille

SG48



Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 48 mm | 90 cm | Brun | 1 | 5 | SG4818-90 |
| 48 mm | 90 cm | Brun | 2 | 6 | SG4819-90 |

Aiguille

SG50



Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 50 mm | 90 cm | Brun | 1 | 5 | SG5018-90 |

Sutures résorbables

Suture chirurgicale Atramat® Catgut Chromé

Aiguille

C12



Coupe inversée 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 12 mm | 30 cm | Brun | 4-0 | 2 | C1214/2-30 |

Aiguille

CE19



Coupe inversée 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 19 mm | 75 cm | Brun | 4-0 | 2 | CE1914-75 |
| 19 mm | 75 cm | Brun | 3-0 | 3 | CE1913-75 |

Aiguille

CE24



Coupe inversée 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 24 mm | 75 cm | Brun | 3-0 | 3 | CE2413-75 |
| 24 mm | 75 cm | Brun | 2-0 | 3.5 | CE2412-75 |

Suture chirurgicale Atramat® Catgut Chromé



Coupe inversée premium 1/2 cercle

Aiguille

P13



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 13 mm | 30 cm | Brun | 4-0 | 2 | P1314/2-30 |



Coupe inversée premium 3/8 cercle

Aiguille

PE19



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 19 mm | 75 cm | Brun | 4-0 | 2 | PE1914-75 |
| 19 mm | 75 cm | Brun | 3-0 | 3 | PE1913-75 |



Coupe inversée premium 3/8 cercle

Aiguille

PE24



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 24 mm | 75 cm | Brun | 3-0 | 3 | PE2413-75 |
| 24 mm | 75 cm | Brun | 2-0 | 3.5 | PE2412-75 |

Sutures résorbables

Suture chirurgicale Atramat® Catgut Chromé

Aiguille

P-PE13



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 13 mm | 45 cm | Brun | 5-0 | 1,5 | P-PE1315/2 |

Aiguille

EA9



Spatule Premium 1/4 de Cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 9 mm | 30 cm | Brun | 4-0 | 2 | EA914/2-30 |

Aiguille /Aiguille

E-EA8



Spatule Supraglyde 1/4 de cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------------|
| 8 mm | 30 cm | Brun | 4-0 | 2 | E-EA814/2-30 |

Suture chirurgicale Atramat® Catgut Chromé

Sans aiguille

S.H.

| Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|--------------------|---------|-----|----------------|------------|
| 150 cm | Brun | 0 | 4 | SS0011-150 |

Sans aiguille

EZ-SS

| Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|--------------------|---------|-----|----------------|---------------|
| 150 cm | Brun | 0 | 3.5 | EZ-SS0011-150 |



Sutures résorbables

Atramat[®] Intestin simple

Suture chirurgicale

Indiqué pour une utilisation dans le rapprochement ou la ligature des tissus mous, y compris procédures ophtalmiques, mais pas dans les tissus cardiovasculaires ou nerveux.

Il conserve sa résistance à la traction entre la première et la deuxième semaine après son implantation environ.

Absorption totale : 50 - 70 jours



Composé de : Collagène, protéine constituée de 3 polypeptides entrelacés.

Revêtement: Pas de revêtement.

Absorption: Phagocytose.

Couleur du brin : Jaune.

Caractéristiques:

- Réaction tissulaire modérée.
- Uniformité d'absorption.
- Transfert tissulaire minimal.

* Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation.

Sutures résorbables

Suture chirurgicale Atramat® Catgut Simple

 Pointe effilée fine 1/2 cercle

Aiguille

F17



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 17 mm | 75 cm | Jaune | 4-0 | 2 | F1724-75 |


 Pointe effilée régulière 1/2 cercle

Aiguille

R26



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 26 mm | 75 cm | Jaune | 4-0 | 2 | R2624-75 |
| 26 mm | 75 cm | Jaune | 3-0 | 3 | R2623-75 |
| 26 mm | 75 cm | Jaune | 2-0 | 3.5 | R2622-75 |
| 26 mm | 75 cm | Jaune | 0 | 4 | R2621-75 |

 Pointe effilée régulière 1/2 cercle

Aiguille

R37



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 37 mm | 75 cm | Jaune | 2-0 | 3.5 | R3722-75 |

Suture chirurgicale Atramat® Catgut Simple

Aiguille

G37



Pointe effilée lourde 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 37 mm | 75 cm | Jaune | 3-0 | 3 | G3723-75 |
| 37 mm | 75 cm | Jaune | 2-0 | 3.5 | G3722-75 |
| 37 mm | 75 cm | Jaune | 0 | 4 | G3721-75 |
| 37 mm | 75 cm | Jaune | 1 | 5 | G3728-75 |

Aiguille

G40

Pointe conique lourde 1/2 cercle
Cercle 1/2 conique épais

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 40 mm | 75 cm | Jaune | 0 | 4 | G4021-75 |
| 40 mm | 75 cm | Jaune | 1 | 5 | G4028-75 |

Aiguille

G48



Pointe effilée lourde 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 48 mm | 90 cm | Jaune | 2-0 | 3.5 | G4822-90 |

Sutures résorbables

Suture chirurgicale Atramat® Catgut Simple

Aiguille

G50



Pointe effilée lourde 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 50 mm | 90 cm | Jaune | 1 | 5 | G5028-90 |

Aiguille

SR26



Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 26 mm | 75 cm | Jaune | 4-0 | 2 | SR2624-75 |
| 26 mm | 75 cm | Jaune | 3-0 | 3 | SR2623-75 |
| 26 mm | 75 cm | Jaune | 2-0 | 3.5 | SR2622-75 |
| 26 mm | 75 cm | Jaune | 0 | 4 | SR2621-75 |

Aiguille

SR36



Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 36 mm | 75 cm | Jaune | 2-0 | 3.5 | SR3622-75 |

Suture chirurgicale Atramat® Catgut Simple



Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

Aiguille

SG36



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 36 mm | 75 cm | Jaune | 3-0 | 3 | SG3623-75 |
| 36 mm | 75 cm | Jaune | 2-0 | 3.5 | SG3622-75 |
| 36 mm | 75 cm | Jaune | 0 | 4 | SG3621-75 |
| 36 mm | 75 cm | Jaune | 1 | 5 | SG3628-75 |



Coupe inversée 3/8 cercle

Aiguille

CE19



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 19 mm | 75 cm | Jaune | 4-0 | 2 | CE1924-75 |
| 19 mm | 75 cm | Jaune | 3-0 | 3 | CE1923-75 |



Coupe inversée 3/8 cercle

Aiguille

CE24



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 24 mm | 75 cm | Jaune | 3-0 | 3 | CE2423-75 |
| 24 mm | 75 cm | Jaune | 2-0 | 3.5 | CE2422-75 |

Suture chirurgicale Atramat® Catgut Simple

Aiguille

PE19



Coupe inversée premium, 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 19 mm | 75 cm | Jaune | 4-0 | 2 | PE1924-75 |
| 19 mm | 75 cm | Jaune | 4-0 | 3 | PE1923-75 |

Aiguille

PE24



Coupe inversée premium, 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 24 mm | 75 cm | Jaune | 3-0 | 3 | PE2423-75 |
| 24 mm | 75 cm | Jaune | 2-0 | 3.5 | PE2422-75 |

Sans aiguille

S.H.

| Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 150 cm | Jaune | 3-0 | 3 | SS0023-150 |
| 150 cm | Jaune | 2-0 | 3.5 | SS0022-150 |
| 150 cm | Jaune | 0 | 4 | SS0021-150 |

Sans aiguille

EZ-SS

| Longueur | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|----------|---------|-----|-------------|---------------|
| 150 cm | Jaune | 3-0 | 3 | EZ-SS0023-150 |
| 150 cm | Jaune | 2-0 | 3.5 | EZ-SS0022-150 |
| 150 cm | Jaune | 0 | 4 | EZ-SS0021-150 |





Sutures non résorbables

Atramat® Polypropylène

Indiqué dans les rapprochements et/ou les ligatures des tissus mous, recommandé dans interventions de chirurgie cardiovasculaire telles que : revascularisation coronaire, remplacements de valves cardiaques (aortiques, mitrales et tricuspides),

Largement utilisé dans le traitement des maladies cardiaques congénitales, ainsi que dans chirurgie vasculaire périphérique.

Composé par:

Stéréoisomère isotactique de l'homopolymère de polypropylène.

Couleur du fil: Bleu.

Caractéristiques:

- Réaction tissulaire minimale.
- Diamètre uniforme qui favorise un passage en douceur à travers les tissus, minimisant ainsi la traînée des tissus.
- Idéal comme support permanent, sans compromettre sa résistance à la traction.
- Biocompatibilité, douceur, plastodéformation.
- Couplage du nœud offrant une excellente sécurité.
- Résistance à la flexion répétée idéale pour les procédures cardiovasculaires qui nécessitent de soutenir la propulsion du cœur soit par des prothèses cardiaques ou anastomose vasculaire.

* Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation.

Sutures non résorbables
Atramat® Polypropylène



Pointe effilée fine 1/2 cercle

Aiguille

F17



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 17 mm | 75 cm | Bleu | 5-0 | 1 | F1765-75 |
| 17 mm | 75 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | F1764-75 |
| 17 mm | 75 cm | Bleu | 3-0 | 2 | F1763-75 |
| 17 mm | 90 cm | Bleu | 2-0 | 3 | F1762-90 |



Pointe effilée régulière 1/2 cercle

Aiguille

R20



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 20 mm | 75 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | R2064-75 |
| 20 mm | 75 cm | Bleu | 3-0 | 2 | R2063-75 |



Pointe effilée régulière 1/2 cercle

Aiguille

R26



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 26 mm | 75 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | R2664-75 |
| 26 mm | 75 cm | Bleu | 3-0 | 2 | R2663-75 |
| 26 mm | 75 cm | Bleu | 2-0 | 3 | R2662-75 |
| 26 mm | 90 cm | Bleu | 2-0 | 3 | R2662-90 |
| 26 mm | 75 cm | Bleu | 0 | 3,5 | R2661-75 |
| 26 mm | 75 cm | Bleu | 1 | 4 | R2668-75 |

Sutures non résorbables

Atramat® Polypropylène



Pointe effilée régulière 1/2 cercle

Aiguille

R30



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 30 mm | 75 cm | Bleu | 2-0 | 3 | R3062-75 |
| 30 mm | 75 cm | Bleu | 0 | 3.5 | R3061-75 |



Pointe effilée régulière 1/2 cercle

Aiguille

R37



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 37 mm | 90 cm | Bleu | 3-0 | 2 | R3763-90 |



Pointe effilée lourde 1/2 cercle

Aiguille

G26



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 26 mm | 75 cm | Bleu | 2-0 | 3 | G2662-75 |
| 26 mm | 75 cm | Bleu | 0 | 3.5 | G2661-75 |



Pointe effilée lourde 1/2 cercle

Aiguille


G30



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 30 mm | 75 cm | Bleu | 2-0 | 3 | G3062-75 |

Sutures non résorbables

Atramat®Polypropylène


 Pointe effilée lourde 1/2 cercle

Aiguille

G37



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 37 mm | 75 cm | Bleu | 2-0 | 3 | G3762-75 |
| 37 mm | 75 cm | Bleu | 0 | 3,5 | G3761-75 |
| 37 mm | 75 cm | Bleu | 1 | 4 | G3768-75 |

 Pointe effilée lourde 1/2 cercle

Aiguille

G40



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 40 mm | 75 cm | Bleu | 0 | 3,5 | G4061-75 |
| 40 mm | 100 cm | Bleu | 1 | 4 | G4068-100 |
| 40 mm | 75 cm | Bleu | 1 | 4 | G4068-75 |
| 40 mm | 75 cm | Bleu | 2 | 5 | G4069-75 |

 Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SR17



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 17 mm | 75 cm | Bleu | 5-0 | 1 | SR1765-75 |
| 17 mm | 75 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | SR1764-75 |
| 17 mm | 90 cm | Bleu | 2-0 | 3 | SR1762-90 |

Sutures non résorbables

Atramat® Polypropylène

 Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SR20



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 20 mm | 75 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | SR2064-75 |
| 20 mm | 75 cm | Bleu | 3-0 | 2 | SR2063-75 |

 Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SR26



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 26 mm | 75 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | SR2664-75 |
| 26 mm | 75 cm | Bleu | 3-0 | 2 | SR2663-75 |
| 26 mm | 75 cm | Bleu | 2-0 | 3 | SR2662-75 |
| 26 mm | 90 cm | Bleu | 2-0 | 3 | SR2662-90 |
| 26 mm | 75 cm | Bleu | 0 | 3.5 | SR2661-75 |
| 26 mm | 75 cm | Bleu | 1 | 4 | SR2668-75 |

 Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SR30



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 30 mm | 75 cm | Bleu | 2-0 | 3 | SR3062-75 |
| 30 mm | 75 cm | Bleu | 0 | 3.5 | SR3061-75 |

Sutures non résorbables

Atramat®Polypropylène


 Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SR36



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 36 mm | 90 cm | Bleu | 3-0 | 2 | SR3663-90 |

 Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

Aiguille

SG26



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 26 mm | 75 cm | Bleu | 2-0 | 3 | SG2662-75 |
| 26 mm | 75 cm | Bleu | 0 | 3.5 | SG2661-75 |


 Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

Aiguille

SG30



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 30 mm | 75 cm | Bleu | 2-0 | 3 | SG3062-75 |

 Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

Aiguille

SG36



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 36 mm | 90 cm | Bleu | 3-0 | 2 | SG3663-90 |
| 36 mm | 75 cm | Bleu | 2-0 | 3 | SG3662-75 |
| 36 mm | 75 cm | Bleu | 0 | 3.5 | SG3661-75 |
| 36 mm | 75 cm | Bleu | 1 | 4 | SG3668-75 |

Sutures non résorbables

Atramat® Polypropylène



Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

Aiguille

SG40



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 40 mm | 75 cm | Bleu | 0 | 3.5 | SG4061-75 |
| 40 mm | 75 cm | Bleu | 1 | 4 | SG4068-75 |
| 40 mm | 75 cm | Bleu | 2 | 5 | SG4069-75 |



Coupe inversée 1/2 cercle

Aiguille

C26



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 26 mm | 75 cm | Bleu | 2-0 | 3 | C2662-75 |

Coupe inversée 1/2 cercle

Aiguille

C37



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 37 mm | 75 cm | Bleu | 1 | 4 | C3768-75 |
| 37 mm | 75 cm | Bleu | 2 | 5 | C3769-75 |



Coupe inversée 3/8 cercle

Aiguille

CE12



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 12 mm | 45 cm | Bleu | 6-0 | 0,7 | CE1266 |
| 12 mm | 75 cm | Bleu | 6-0 | 0,7 | CE1266-75 |

Sutures non résorbables

Atramat®Polypropylène



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 16 mm | 45 cm | Bleu | 6-0 | 0,7 | CE1666 |
| 16 mm | 75 cm | Bleu | 6-0 | 0,7 | CE1666-75 |
| 16 mm | 45 cm | Bleu | 5-0 | 1 | CE1665 |
| 16 mm | 75 cm | Bleu | 5-0 | 1 | CE1665-75 |
| 16 mm | 75 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | CE1664-75 |



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 19 mm | 45 cm | Bleu | 5-0 | 1 | CE1965 |
| 19 mm | 75 cm | Bleu | 5-0 | 1 | CE1965-75 |
| 19 mm | 45 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | CE1964 |
| 19 mm | 75 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | CE1964-75 |
| 19 mm | 45 cm | Bleu | 3-0 | 2 | CE1963 |
| 19 mm | 75 cm | Bleu | 3-0 | 2 | CE1963-75 |

Sutures non résorbables
Atramat® Polypropylène



Coupe inversée 3/8 cercle

Aiguille

CE24



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 24 mm | 75 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | CE2464-75 |
| 24 mm | 45 cm | Bleu | 3-0 | 2 | CE2463 |
| 24 mm | 75 cm | Bleu | 3-0 | 2 | CE2463-75 |
| 24 mm | 45 cm | Bleu | 2-0 | 3 | CE2462 |
| 24 mm | 75 cm | Bleu | 2-0 | 3 | CE2462-75 |
| 24 mm | 45 cm | Bleu | 0 | 3.5 | CE2461 |
| 24 mm | 75 cm | Bleu | 0 | 3.5 | CE2461-75 |



Coupe inversée 3/8 cercle

Aiguille

CE26



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 26 mm | 45 cm | Bleu | 2-0 | 3 | CE2662 |



Coupe inversée 3/8 cercle

Aiguille

CE30



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 30 mm | 75 cm | Bleu | 3-0 | 2 | CE3063-75 |
| 30 mm | 75 cm | Bleu | 2-0 | 3 | CE3062-75 |
| 30 mm | 75 cm | Bleu | 0 | 3.5 | CE3061-75 |

Sutures non résorbables

Atramat®Polypropylène

Aiguille

CE37



Coupe inversée 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 37 mm | 75 cm | Bleu | 1 | 4 | CE3768-75 |

Aiguille

U60



Coupe droite

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 60 mm | 75 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | U6064 |
| 60 mm | 75 cm | Bleu | 3-0 | 2 | U6063 |
| 60 mm | 75 cm | Bleu | 2-0 | 3 | U6062 |

Aiguille

P26



Coupe inversée premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 26 mm | 75 cm | Bleu | 2-0 | 3 | P2662-75 |

Aiguille

P36



Coupe inversée premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 36 mm | 75 cm | Bleu | 2 | 5 | P3669-75 |

Sutures non résorbables

Atramat® Polypropylène



Coupe inversée de 3/8 cercle

Aiguille

PE13



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 13 mm | 45 cm | Bleu | 6-0 | 0,7 | PE1366 |
| 13 mm | 75 cm | Bleu | 6-0 | 0,7 | PE1366-75 |



Coupe inversée premium 3/8 cercle

Aiguille

PE16



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 16 mm | 45 cm | Bleu | 6-0 | 0,7 | PE1666 |
| 16 mm | 75 cm | Bleu | 6-0 | 0,7 | PE1666-75 |
| 16 mm | 45 cm | Bleu | 5-0 | 1 | PE1665 |
| 16 mm | 75 cm | Bleu | 5-0 | 1 | PE1665-75 |
| 16 mm | 75 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | PE1664-75 |



Coupe inversée premium 3/8 cercle

Aiguille

PE19



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 19 mm | 45 cm | Bleu | 5-0 | 1 | PE1965 |
| 19 mm | 75 cm | Bleu | 5-0 | 1 | PE1965-75 |
| 19 mm | 45 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | PE1964 |
| 19 mm | 75 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | PE1964-75 |
| 19 mm | 45 cm | Bleu | 3-0 | 2 | PE1963 |
| 19 mm | 75 cm | Bleu | 3-0 | 2 | PE1963-75 |

Sutures non résorbables

Atramat®Polypropylène

Aiguille

PE24



Coupe inversée premium 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 24 mm | 75 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | PE2464-75 |
| 24 mm | 45 cm | Bleu | 3-0 | 2 | PE2463 |
| 24 mm | 75 cm | Bleu | 3-0 | 2 | PE2463-75 |
| 24 mm | 45 cm | Bleu | 2-0 | 3 | PE2462 |
| 24 mm | 75 cm | Bleu | 2-0 | 3 | PE2462-75 |
| 24 mm | 45 cm | Bleu | 0 | 3.5 | PE2461 |

Aiguille

PE26



Coupe inversée premium 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 26 mm | 45 cm | Bleu | 2-0 | 3 | PE2662 |

Aiguille

PE30



Coupe inversée premium 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 30 mm | 75 cm | Bleu | 3-0 | 2 | PE3063-75 |
| 30 mm | 75 cm | Bleu | 2-0 | 3 | PE3062-75 |
| 30 mm | 75 cm | Bleu | 0 | 3.5 | PE3061-75 |

Sutures non résorbables

Atramat® Polypropylène



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

Aiguille

P-PE11



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 11 mm | 45 cm | Bleu | 6-0 | 0,7 | P-PE1166 |



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

Aiguille

P-PE13



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 13 mm | 45 cm | Bleu | 6-0 | 0,7 | P-PE1366 |
| 13 mm | 45 cm | Bleu | 5-0 | 1 | P-PE1365 |



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

Aiguille

P-PE16



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 16 mm | 45 cm | Bleu | 5-0 | 1 | P-PE1665 |
| 16 mm | 45 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | P-PE1664 |



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

Aiguille

P-PE19



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 19 mm | 45 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | P-PE1964 |

Sutures non résorbables

Atramat®Polypropylène

Aiguille

P-PE24



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 24 mm | 45 cm | Bleu | 3-0 | 2 | P-PE2463 |
| 24 mm | 45 cm | Bleu | 2-0 | 3 | P-PE2462 |

Aiguille

PU60



Coupe inversée de premium

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 60 mm | 75 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | PU6064 |
| 60 mm | 75 cm | Bleu | 3-0 | 2 | PU6063 |
| 60 mm | 75 cm | Bleu | 2-0 | 3 | PU6062 |

Aiguille

HPE11



Atraglide coupe 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|---------|
| 11 mm | 45 cm | Bleu | 6-0 | 0,7 | HPE1166 |

Aiguille

HPE13



Atraglide coupe 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|---------|
| 13 mm | 45 cm | Bleu | 5-0 | 1 | HPE1365 |

Sutures non résorbables

Atramat® Polypropylène



Atraglide coupe 3/8 cercle

Aiguille

HPE16



Atraglide coupe 3/8 cercle

Aiguille

HPE19



Pointe effilé premium 1/2 cercle

Aiguille

S10



Pointe effilée premium 1/2 cercle

Aiguille

S13



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|---------|
| 16 mm | 45 cm | Bleu | 5-0 | 1 | HPE1665 |

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|---------|
| 19 mm | 45 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | HPE1964 |

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 10 mm | 75 cm | Bleu | 5-0 | 1 | S1065/2-75 |

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 13 mm | 75 cm | Bleu | 5-0 | 1 | S1365/2-75 |

Sutures non résorbables

Atramat®Polypropylène

Aiguille

S16




Pointe effilée premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|---------|
| 16 mm | 90 cm | Bleu | 5-0 | 1 | S1665/2 |
| 16 mm | 90 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | S1664/2 |
| 16 mm | 90 cm | Bleu | 3-0 | 2 | S1663/2 |

Aiguille

S20



Pointe effilée premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|---------|
| 20 mm | 90 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | S2064/2 |

Aiguille

S25



Pointe effilée premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|---------|
| 25 mm | 90 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | S2564/2 |
| 25 mm | 90 cm | Bleu | 3-0 | 2 | S2563/2 |
| 25 mm | 90 cm | Bleu | 2-0 | 3 | S2562/2 |

Sutures non résorbables

Atramat® Polypropylène



Pointe effilée premium 3/8 cercle

Aiguille

SE6



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 6 mm | 45 cm | Bleu | 8-0 | 0,4 | SE6680/2 |



Pointe effilée premium 3/8 cercle

Aiguille

SE8



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------------|
| 8 mm | 60 cm | Bleu | 8-0 | 0,4 | SE8680/2-60 |



Pointe effilée premium 3/8 cercle

Aiguille

SE9



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 9 mm | 60 cm | Bleu | 7-0 | 0,5 | SE967/2-60 |



Pointe effilée premium 3/8 cercle

Aiguille

SE10



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------------|
| 10 mm | 60 cm | Bleu | 6-0 | 0,7 | SE1066/2-60 |
| 10 mm | 75 cm | Bleu | 6-0 | 0,7 | SE1066/2-75 |
| 10 mm | 60 cm | Bleu | 5-0 | 1 | SE1065/2-60 |

Sutures non résorbables

Atramat®Polypropylène



Pointe effilée premium 3/8

Aiguille

SE13




| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------------|
| 13 mm | 60 cm | Bleu | 7-0 | 0,5 | SE1367/2-60 |
| 13 mm | 75 cm | Bleu | 7-0 | 0,5 | SE1367/2-75 |
| 13 mm | 60 cm | Bleu | 6-0 | 0,7 | SE1366/2-60 |
| 13 mm | 75 cm | Bleu | 6-0 | 0,7 | SE1366/2-75 |
| 13 mm | 75 cm | Bleu | 5-0 | 1 | SE1365/2-75 |



Coupe effilée premium 3/8 cercle

Aiguille

Y16



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|---------|
| 16 mm | 90 cm | Bleu | 5-0 | 1 | Y1665/2 |
| 16 mm | 90 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | Y1664/2 |



Pointe effilée Supraglyde 1/2 cercle

Aiguille

CVS10



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------------|
| 10 mm | 75 cm | Bleu | 5-0 | 1 | CVS1065/2-75 |

Sutures non résorbables

Atramat® Polypropylène



Pointe effilée Supraglyde 1/2 cercle

Aiguille

CVS13



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------------|
| 13 mm | 75 cm | Bleu | 5-0 | 1 | CVS1365/2-75 |



Pointe effilée Supraglyde 1/2 cercle

Aiguille

CVS17




| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------------|
| 17 mm | 75 cm | Bleu | 5-0 | 1 | CVS1765/2-75 |
| 17 mm | 75 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | CVS1764/2-75 |
| 17 mm | 75 cm | Bleu | 3-0 | 2 | CVS1763/2-75 |



Pointe effilée Supraglyde 1/2 cercle

Aiguille

CVS20



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 20 mm | 90 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | CVS2064/2 |

Sutures non résorbables

Atramat®Polypropylène

Aiguille

CVS26



Pointe effilée Supraglyde 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 26 mm | 90 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | CVS2664/2 |
| 26 mm | 90 cm | Bleu | 3-0 | 2 | CVS2663/2 |
| 26 mm | 90 cm | Bleu | 2-0 | 3 | CVS2662/2 |

Aiguille

CVSE6.5



Pointe effilée Supraglyde 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------------|
| 6,5 mm | 45 cm | Bleu | 8-0 | 0,4 | CVSE6.5680/2 |

Aiguille

CVSE8



Pointe effilée Supraglyde 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|---------------|
| 8 mm | 60 cm | Bleu | 8-0 | 0,4 | CVSE8680/2-60 |



Coupe effilée Supraglyde 1/2 cercle

Aiguille

CVY17



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 17 mm | 90 cm | Bleu | 5-0 | 1 | CVY1765/2 |
| 17 mm | 90 cm | Bleu | 4-0 | 1,5 | CVY1764/2 |

Sutures non résorbables

Atramat® Polypropylène

Aiguille

CVSE9.3



Pointe effilée Supraglyde 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------------|
| 9,3 mm | 75 cm | Bleu | 8-0 | 0,4 | CVSE9.3680/2-75 |
| 9,3 mm | 45 cm | Bleu | 7-0 | 0,5 | CVSE9.367/2-45 |
| 9,3 mm | 60 cm | Bleu | 7-0 | 0,5 | CVSE9.367/2-60 |
| 9,3 mm | 60 cm | Bleu | 6-0 | 0,7 | CVSE9.366/2-60 |
| 9,3 mm | 75 cm | Bleu | 6-0 | 0,7 | CVSE9.366/2-75 |
| 9,3 mm | 60 cm | Bleu | 5-0 | 1 | CVSE9.365/2-60 |

Aiguille

CVSE13



Pointe effilée Supraglyde 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|---------------|
| 13 mm | 60 cm | Bleu | 7-0 | 0,5 | CVSE1367/2-60 |
| 13 mm | 75 cm | Bleu | 7-0 | 0,5 | CVSE1367/2-75 |
| 13 mm | 60 cm | Bleu | 6-0 | 0,7 | CVSE1366/2-60 |
| 13 mm | 75 cm | Bleu | 6-0 | 0,7 | CVSE1366/2-75 |
| 13 mm | 75 cm | Bleu | 5-0 | 1 | CVSE1365/2-75 |

Aiguille

CVSVE9.3



Pointe effilée Supraglyde non réfléchissante 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------------|
| 9,3 mm | 60 cm | Bleu | 7-0 | 0,5 | CVSVE9.367/2-60 |



Sutures non résorbables

Polyester Atramat®

Indiqué pour une utilisation dans les procédures cardiovasculaires telles que : le remplacement des valves cardiaques aortiques, mitrales et tricuspides, ainsi que la fermeture du sternum.

Composé par:

Fibres de polyester préparées à l'acide téréphtalique ou ses esters et éthylène glycol.

Revêtement: Silicone, Téflon.

Couleur du brin : Blanc, Vert.

Caractéristiques:

- Idéal comme support permanent, sans compromettre sa résistance à la traction.
- Plus de sécurité dans le nœud avec la technique chirurgicale appropriée.
- Biocompatibilité, douceur, offrant une traînée tissulaire minimale, couplage de nœuds adéquat garantissant une excellente sécurité.
- Résistance à la flexion répétée idéale pour les procédures cardiovasculaires qui nécessitent le soutien de la propulsion du cœur dans des prothèses cardiaques ou une anastomose vasculaire.

*** Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation.**

Sutures non résorbables

Atramat®Polyester

Aiguille

R26



Pointe effilée régulière 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 26 mm | 75 cm | Vert | 4-0 | 1,5 | R2654 |
| 26 mm | 75 cm | Vert | 3-0 | 2 | R2653 |
| 26 mm | 75 cm | Vert | 2-0 | 3 | R2652 |
| 26 mm | 75 cm | Vert | 0 | 3.5 | R2651 |

Aiguille

R30



Pointe effilée régulière 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 30 mm | 75 cm | Vert | 2-0 | 3 | R3052 |
| 30 mm | 75 cm | Vert | 0 | 3.5 | R3051 |

Aiguille

G26



Pointe conique lourde 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 26 mm | 75 cm | Vert | 2-0 | 3 | G2652 |
| 26 mm | 75 cm | Vert | 0 | 3.5 | G2651 |

Sutures non résorbables

Atramat®Polyester

Aiguille

G37



Pointe effilée lourde 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 37 mm | 75 cm | Vert | 0 | 3.5 | G3751 |
| 37 mm | 75 cm | Vert | 1 | 4 | G3758 |

Aiguille

SR17



Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 17 mm | 90 cm | Vert | 5-0 | 1 | SR1755-90 |

Aiguille

SR26



Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 26 mm | 75 cm | Vert | 4-0 | 1,5 | SR2654 |
| 26 mm | 75 cm | Vert | 3-0 | 2 | SR2653 |
| 26 mm | 75 cm | Vert | 2-0 | 3 | SR2652 |
| 26 mm | 75 cm | Vert | 0 | 3.5 | SR2651 |

Sutures non résorbables

Atramat®Polyester

Aiguille

SR30



Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 30 mm | 75 cm | Vert | 2-0 | 3 | SR3052 |
| 30 mm | 75 cm | Vert | 0 | 3.5 | SR3051 |

Aiguille

SG26



Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 26 mm | 75 cm | Vert | 2-0 | 3 | SG2652 |
| 26 mm | 75 cm | Vert | 0 | 3.5 | SG2651 |

Aiguille

SG36



Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 36 mm | 75 cm | Vert | 0 | 3.5 | SG3651 |
| 36 mm | 75 cm | Vert | 1 | 4 | SG3658 |
| 36 mm | 75 cm | Vert | 2 | 5 | SG3659 |

Sutures non résorbables
Atramat®Polyester



Coupe inversée 1/2 cercle

Aiguille

C40



Coupe inversée 3/8 cercle

Aiguille

CE19



Coupe inversée premium 1/2 cercle

Aiguille

P40



Coupe inversée premium 3/8 cercle

Aiguille

PE19



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 40 mm | 75 cm | Vert | 2 | 5 | C4059 |

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 19 mm | 75 cm | Vert | 4-0 | 1,5 | CE1954 |
| 19 mm | 75 cm | Vert | 3-0 | 2 | CE1953 |

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 40 mm | 75 cm | Vert | 2 | 5 | P4059 |

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 19 mm | 75 cm | Vert | 4-0 | 1,5 | PE1954 |
| 19 mm | 75 cm | Vert | 3-0 | 2 | PE1953 |

Sutures non résorbables
Atramat®Polyester

Aiguille

PE24



Coupe inversée premium cercle 3/8

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 24 mm | 75 cm | Vert | 3-0 | 2 | PE2453 |
| 24 mm | 75 cm | Vert | 2-0 | 3 | PE2452 |

Aiguille

W48



Coupe effilée 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 48 mm | 75 cm | Vert | 5 | 7 | W48550 |

Aiguille

KW48

4 x 75 cm




Coupe effilée premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 48 mm | 75 cm | Vert | 5 | 7 | KW48550X4 |

Aiguille

S16



Pointe effilée premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 16 mm | 90 cm | Vert | 5-0 | 1 | S1655/2 |
| 16 mm | 90 cm | Vert | 4-0 | 1,5 | S1654/2 |
| 16 mm | 75 cm | Vert | 3-0 | 2 | S1653/2-75 |


Sutures non résorbables

Atramat®Polyester

Aiguille

S20

Tampon



Pointe effilée premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------------|
| 20 mm | 75 cm | Vert | 2-0 | 3 | S2052/2-75P |

Aiguille

S25




Pointe effilée premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|---------|
| 25 mm | 90 cm | Vert | 3-0 | 2 | S2553/2 |
| 25 mm | 90 cm | Vert | 2-0 | 3 | S2552/2 |

Aiguille

CVS17



Pointe effilée Supraglyde 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------------|
| 17 mm | 90 cm | Vert | 5-0 | 1 | CVS1755/2 |
| 17 mm | 90 cm | Vert | 4-0 | 1,5 | CVS1754/2 |
| 17 mm | 75 cm | Vert | 3-0 | 2 | CVS1753/2-75 |


Sutures non résorbables

Atramat®Polyester

Aiguille

CVS20

Tampon



Pointe effilée Supraglyde 1/2 cercle


| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|---------------|
| 20 mm | 75 cm | Vert | 2-0 | 3 | CVS2052/2-75P |



Pointe effilée Supraglyde 1/2 cercle

Aiguille

CVS26



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 26 mm | 90 cm | Vert | 3-0 | 2 | CVS2653/2 |
| 26 mm | 90 cm | Vert | 2-0 | 3 | CVS2652/2 |



Spatule Premium 1/4 de Cercle

Aiguille

EA8



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------------|
| 8 mm | 45 cm | Blanc | 5-0 | 1 | EA855/2-45B |

Sutures non résorbables

Atramat®Polyester



Spatule Supraglyde 1/4 de cercle

Aiguille

E-EA8



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|---------------|
| 8 mm | 45 cm | Blanc | 5-0 | 1 | E-EA855/2-45B |

Sans aiguille

S.H.

| Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 250 cm | Vert | 0 | 3.5 | SS0051-250 |

Sans aiguille

EZ-SS

| Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|-----------------|---------|-----|-------------|---------------|
| 250 cm | Vert | 0 | 3.5 | EZ-SS0051-250 |



Sutures non résorbables

Nylon Atramat® Monofilament

Indiqué pour une utilisation dans le rapprochement et/ou les ligatures des tissus mous, y compris les procédures de fermeture générale, l'utilisation cuticulaire et la chirurgie plastique.

Composé de : Polyamide aliphatique 6 ou 6.6

Perte progressive de la résistance à la traction au fil du temps.

Couleur du brin : Bleu, noir.

Caractéristiques:

- Réaction tissulaire minimale.
- Le fil passe en douceur à travers les tissus, minimisant ainsi la traînée des tissus.
- Permet un retrait facile des points de suture (selon l'expérience et la technique du chirurgien) ce qui évite le glissement des
- micro-organismes.

*** Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation.**


Sutures non résorbables

Atramat® Nylon Monofilamentaire

Aiguille

R26



 Pointe effilée régulière 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 26 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | R2643-75N |
| 26 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 2 | R2642-75N |

Aiguille

G37




 Pointe effilée lourde 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 37 mm | 75 cm | Noir | 0 | 3.5 | G3741-75N |
| 37 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | G3748-75N |

Aiguille

SR26



 Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 26 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | SR2643-75N |
| 26 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | SR2642-75N |

Atramat® Nylon Monofilamentaire



Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

Aiguille

SG36



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 36 mm | 75 cm | Noir | 0 | 3.5 | SG3641-75N |
| 36 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | SG3648-75N |



Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

Aiguille

SG48



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------------|
| 48 mm | 150 cm | Noir | 2 | 5 | SG4849-150N |



Pointe effilée extra-lourde 1/2 cercle

Aiguille


X40



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------------------|
| 40 mm | 150 cm | Noir | 1 | 4 | Boucle X4048-150N |

Sutures non résorbables

Atramat® Nylon Monofilamentaire


 Pointe effilée premium 3/8 cercle

Aiguille

SE5



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 5 mm | 13 cm | Noir | 9-0 | 0,3 | SE5490-13N |

 Pointe effilée premium 3/8 cercle

Aiguille

SE6



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 6 mm | 13 cm | Noir | 8-0 | 0,4 | SE6480-13N |

 Coupe inversée 1/2 cercle

Aiguille

C26



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 26 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | C2643-75N |
| 26 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | C2642-75N |

Atramat® Nylon Monofilamentaire



Coupe inversée 1/2 cercle

Aiguille

C30



Coupe inversée 1/2 cercle

Aiguille

C37



Coupe inversée 3/8 cercle

Aiguille

CE12



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 30 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | C3048-75N |

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 37 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | C3742-75N |
| 37 mm | 75 cm | Noir | 0 | 3.5 | C3741-75N |
| 37 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | C3748-75N |
| 37 mm | 75 cm | Noir | 2 | 5 | C3749-75N |

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 12 mm | 45 cm | Noir | 6-0 | 0,7 | CE1246-N |
| 12 mm | 45 cm | Noir | 5-0 | 1 | CE1245-N |
| 12 mm | 45 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | CE1244-N |

Sutures non résorbables

Atramat® Nylon Monofilamentaire

Aiguille

CE16



Coupe inversée 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 16 mm | 75 cm | Noir | 6-0 | 0,7 | CE1646-75N |
| 16 mm | 45 cm | Noir | 6-0 | 0,7 | CE1646-N |
| 16 mm | 75 cm | Noir | 5-0 | 1 | CE1645-75N |
| 16 mm | 45 cm | Noir | 5-0 | 1 | CE1645-N |
| 16 mm | 75 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | CE1644-75N |
| 16 mm | 45 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | CE1644-N |
| 16 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | CE1643-75N |



Coupe inversée 3/8 cercle

Aiguille

CE19



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 19 mm | 45 cm | Noir | 6-0 | 0,7 | CE1946-N |
| 19 mm | 75 cm | Noir | 5-0 | 1 | CE1945-75N |
| 19 mm | 45 cm | Noir | 5-0 | 1 | CE1945-N |
| 19 mm | 75 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | CE1944-75N |
| 19 mm | 45 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | CE1944-N |
| 19 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | CE1943-75N |
| 19 mm | 45 cm | Noir | 3-0 | 2 | CE1943-N |
| 19 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | CE1942-75N |
| 19 mm | 45 cm | Noir | 2-0 | 3 | CE1942-N |
| 19 mm | 45 cm | Noir | 0 | 3.5 | CE1941-N |

Atramat® Nylon Monofilamentaire



Coupe inversée 3/8 cercle

Aiguille

CE24



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 24 mm | 75 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | CE2444-75N |
| 24 mm | 45 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | CE2444-N |
| 24 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | CE2443-75N |
| 24 mm | 45 cm | Noir | 3-0 | 2 | CE2443-N |
| 24 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | CE2442-75N |
| 24 mm | 45 cm | Noir | 2-0 | 3 | CE2442-N |
| 24 mm | 75 cm | Noir | 0 | 3.5 | CE2441-75N |
| 24 mm | 45 cm | Noir | 0 | 3.5 | CE2441-N |



Coupe inversée 3/8 cercle

Aiguille

CE26



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 26 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | CE2643-75N |
| 26 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | CE2642-75N |
| 26 mm | 45 cm | Noir | 2-0 | 3 | CE2642-N |

Sutures non résorbables

Atramat® Nylon Monofilamentaire



Coupe inversée 3/8 cercle

Aiguille

CE30



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 30 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | CE3043-75N |
| 30 mm | 90 cm | Noir | 3-0 | 2 | CE3043-90N |
| 30 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | CE3042-75N |
| 30 mm | 45 cm | Noir | 2-0 | 3 | CE3042-N |
| 30 mm | 75 cm | Noir | 0 | 3.5 | CE3041-75N |
| 30 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | CE3048-75N |



Coupe inversée 3/8 cercle

Aiguille

CE37



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 37 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | CE3743-75N |
| 37 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | CE3742-75N |
| 37 mm | 75 cm | Noir | 0 | 3.5 | CE3741-75N |
| 37 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | CE3748-75N |
| 37 mm | 75 cm | Noir | 2 | 5 | CE3749-75N |



Coupe inversée 3/8 cercle

Aiguille

CE40



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 40 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | CE4042-75N |


Atramat® Nylon Monofilamentaire



Coupe inversée 3/8 cercle

Aiguille

CE77



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 77 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | CE7748-75N |
| 77 mm | 75 cm | Noir | 2 | 5 | CE7749-75N |



Coupe droite

Aiguille

U60



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|---------|
| 60 mm | 75 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | U6044-N |
| 60 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | U6043-N |
| 60 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | U6042-N |



Coupe conventionnelle 3/8 cercle

Aiguille


NE24



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 24 mm | 45 cm | Noir | 2-0 | 3 | NE2442-N |

Sutures non résorbables

Atramat® Nylon Monofilamentaire



Coupe inversée premium 1/2 cercle

Aiguille

P26



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 26 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | P2643-75N |
| 26 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | P2642-75N |



Coupe inversée premium 1/2 cercle

Aiguille

P30



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 30 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | P3048-75N |



Coupe inversée premium 1/2 cercle

Aiguille

P36



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 36 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | P3642-75N |
| 36 mm | 75 cm | Noir | 0 | 3.5 | P3641-75N |
| 36 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | P3648-75N |
| 36 mm | 75 cm | Noir | 2 | 5 | P3649-75N |

Atramat® Nylon Monofilamentaire



Coupe inversée premium 3/8 cercle

Aiguille

PE13



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 13 mm | 45 cm | Noir | 6-0 | 0,7 | PE1346-N |
| 13 mm | 45 cm | Noir | 5-0 | 1 | PE1345-N |
| 13 mm | 45 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | PE1344-N |



Coupe inversée premium 3/8 cercle

Aiguille

PE16



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 16 mm | 75 cm | Noir | 6-0 | 0,7 | PE1646-75N |
| 16 mm | 45 cm | Noir | 6-0 | 0,7 | PE1646-N |
| 16 mm | 75 cm | Noir | 5-0 | 1 | PE1645-75N |
| 16 mm | 45 cm | Noir | 5-0 | 1 | PE1645-N |
| 16 mm | 75 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | PE1644-75N |
| 16 mm | 45 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | PE1644-N |
| 16 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | PE1643-75N |



Coupe inversée premium 3/8 cercle

Aiguille

PE19



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 19 mm | 45 cm | Noir | 6-0 | 0,7 | PE1946-N |
| 19 mm | 75 cm | Noir | 5-0 | 1 | PE1945-75N |
| 19 mm | 45 cm | Noir | 5-0 | 1 | PE1945-N |

Sutures non résorbables

Atramat® Nylon Monofilamentaire



Coupe inversée premium 3/8 cercle

Aiguille

PE19



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 19 mm | 75 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | PE1944-75N |
| 19 mm | 45 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | PE1944-N |
| 19 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | PE1943-75N |
| 19 mm | 45 cm | Noir | 3-0 | 2 | PE1943-N |
| 19 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | PE1942-75N |
| 19 mm | 45 cm | Noir | 2-0 | 3 | PE1942-N |
| 19 mm | 45 cm | Noir | 0 | 3.5 | PE1941-N |



Coupe inversée premium 3/8 cercle

Aiguille

PE24



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 24 mm | 75 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | PE2444-75N |
| 24 mm | 45 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | PE2444-N |
| 24 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | PE2443-75N |
| 24 mm | 45 cm | Noir | 3-0 | 2 | PE2443-N |
| 24 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | PE2442-75N |
| 24 mm | 45 cm | Noir | 2-0 | 3 | PE2442-N |
| 24 mm | 75 cm | Noir | 0 | 3.5 | PE2441-75N |
| 24 mm | 45 cm | Noir | 0 | 3.5 | PE2441-N |

Atramat® Nylon Monofilamentaire



Coupe inversée premium 3/8 cercle

Aiguille

PE26



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 26 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | PE2643-75N |
| 26 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | PE2642-75N |
| 26 mm | 45 cm | Noir | 2-0 | 3 | PE2642-N |



Coupe inversée premium 3/8 cercle

Aiguille

PE30



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 30 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | PE3043-75N |
| 30 mm | 90 cm | Noir | 3-0 | 2 | PE3043-90N |
| 30 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | PE3042-75N |
| 30 mm | 45 cm | Noir | 2-0 | 3 | PE3042-N |
| 30 mm | 75 cm | Noir | 0 | 3.5 | PE3041-75N |
| 30 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | PE3048-75N |



Coupe inversée premium 3/8 cercle

Aiguille

PE36



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 36 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | PE3643-75N |
| 36 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | PE3642-75N |
| 36 mm | 75 cm | Noir | 0 | 3.5 | PE3641-75N |
| 36 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | PE3648-75N |
| 36 mm | 75 cm | Noir | 2 | 5 | PE3649-75N |

Sutures non résorbables

Atramat® Nylon Monofilamentaire

Aiguille

PE40



Coupe inversée premium 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 40 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | PE4042-75N |

Aiguille

PE45



Coupe inversée premium 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------------|
| 45 mm | 100 cm | Noir | 2-0 | 3 | PE4542-100N |

Aiguille

PE77



Coupe inversée premium 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 77 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | PE7748-75N |
| 77 mm | 75 cm | Noir | 2 | 5 | PE7749-75N |

Atramat® Nylon Monofilamentaire

Aiguille

P-PE11



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 11 mm | 45 cm | Noir | 6-0 | 0,7 | P-PE1146-N |

Aiguille

P-PE13



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 13 mm | 45 cm | Noir | 5-0 | 1 | P-PE1345-N |

Aiguille

P-PE16



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 16 mm | 45 cm | Noir | 5-0 | 1 | P-PE1645-N |

Sutures non résorbables

Atramat® Nylon Monofilamentaire



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

Aiguille

P-PE19



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 19 mm | 45 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | P-PE1944-N |
| 19 mm | 45 cm | Noir | 3-0 | 2 | P-PE1943-N |



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

Aiguille

P-PE24



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------------|
| 24 mm | 45 cm | Noir | 3-0 | 2 | P-PE2443-N |
| 24 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | P-PE2442-75N |
| 24 mm | 45 cm | Noir | 2-0 | 3 | P-PE2442-N |



Atraglide coupe 3/8 cercle

Aiguille

HPE11



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 11 mm | 45 cm | Noir | 6-0 | 0,7 | HPE1146-N |

Atramat® Nylon Monofilamentaire



Atraglide coupe 3/8 cercle

Aiguille

HPE13



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 13 mm | 45 cm | Noir | 5-0 | 1 | HPE1345-N |



Atraglide coupe 3/8 cercle

Aiguille

HPE16



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 16 mm | 45 cm | Noir | 5-0 | 1 | HPE1645-N |



Atraglide coupe 3/8 cercle

Aiguille

HPE19



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 19 mm | 45 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | HPE1944-N |
| 19 mm | 45 cm | Noir | 3-0 | 2 | HPE1943-N |

Sutures non résorbables

Atramat® Nylon Monofilamentaire



Atraglide coupe 3/8 cercle

Aiguille

HPE24



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 24 mm | 45 cm | Noir | 3-0 | 2 | HPE2443-N |
| 24 mm | 45 cm | Noir | 2-0 | 3 | HPE2442-N |



Coupe conventionnelle premium 3/8 cercle

Aiguille

QE24



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 24 mm | 45 cm | Noir | 2-0 | 3 | QE2442-N |



Coupe droite premium

Aiguille

PU60



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 60 mm | 75 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | PU6044-N |
| 60 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | PU6043-N |
| 60 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | PU6042-N |



Pointe conique Supraglyde 3/8 cercle

Aiguille

E-SE5



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------------|
| 5 mm | 13 cm | Noir | 9-0 | 0,3 | E-SE5490-13N |

Aiguille

E-SE6.5






Pointe conique Supraglyde 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------------|
| 6,5 mm | 13 cm | Noir | 8-0 | 0,4 | E-SE6.5480-13N |

Aiguille

E6





Spatule Premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|------|-------------|------------|
| 6 mm | 30 cm | Noir | 10-0 | 0,2 | E64100-30N |

Aiguille

EE6





Spatule Premium 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|------|-------------|---------------|
| 6 mm | 30 cm | Noir | 10-0 | 0,2 | EE64100/2-30N |
| 6 mm | 15 cm | Noir | 9-0 | 0,3 | EE6490/2-15N |
| 6 mm | 30 cm | Noir | 9-0 | 0,3 | EE6490/2-30N |

Sutures non résorbables

Atramat® Nylon Monofilamentaire

Aiguille

EE7




 Spatule Premium 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|------|-------------|---------------|
| 7 mm | 30 cm | Noir | 10-0 | 0,2 | EE74100/2-30N |

Aiguille

E-EE6.5




 Spatule Supraglyde 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|------|-------------|-------------------|
| 6,5 mm | 30 cm | Noir | 10-0 | 0,2 | E-EE6.54100/2-30N |
| 6,5 mm | 30 cm | Noir | 9-0 | 0,3 | E-EE6.5490/2-30N |

Aiguille

E-EE7



 Spatule Supraglyde 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|------|-------------|-----------------|
| 7 mm | 30 cm | Noir | 10-0 | 0,2 | E-EE74100/2-30N |

Atramat® Nylon Monofilamentaire



Spatule Supraglyde 1/2 cercle

Aiguille

E-E6



Spatule Supraglyde 3/8 cercle

Aiguille

E-EE6



Spatule Supraglyde 3/8 cercle

Aiguille

E-EE6



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|------|-------------|----------------|
| 6 mm | 30 cm | Noir | 10-0 | 0,2 | E-E64100/2-30N |

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|------|-------------|-----------------|
| 6 mm | 30 cm | Noir | 10-0 | 0,2 | E-EE64100/2-30N |

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------------|
| 6 mm | 15 cm | Noir | 9-0 | 0,3 | E-EE6490/2-15N |



Sutures non résorbables

Atramat® Soie

Indiqué pour le rapprochement et/ou la ligature des tissus mous, y compris les procédures de fermeture générales, l'ophtalmologie, la microchirurgie, les tissus cardiovasculaires et nerveux.

Composé de:

Fibroïne (protéine organique dérivée du ver à soie bombyx mori).

Revêtement: Silicone.

Couleur du brin : Bleu, noir, blanc.

Caractéristiques:

- Plus de sécurité dans le nœud avec la technique chirurgicale appropriée.
- Perte totale de la résistance à la traction sur une période n'excédant pas un an.

* Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation.

Aiguille

F17



Pointe effilée fine 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 17 mm | 75 cm | Noir | 5-0 | 1 | F1735 |
| 17 mm | 75 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | F1734 |
| 17 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | F1733 |
| 17 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | F1732 |

Aiguille

R20



Pointe effilée régulière 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 20 mm | 75 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | R2034 |
| 20 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | R2033 |
| 20 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | R2032 |

Aiguille

R26



Pointe effilée régulière 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 26 mm | 75 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | R2634 |
| 26 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | R2633 |
| 26 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | R2632 |
| 26 mm | 75 cm | Noir | 0 | 3.5 | R2631 |
| 26 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | R2638 |

Sutures non résorbables
Atramat® Soie

○ Pointe effilée régulière 1/2 cercle

Aiguille

R30



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 30 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | R3032 |
| 30 mm | 75 cm | Noir | 0 | 3.5 | R3031 |

○ Pointe effilée régulière 1/2 cercle

Aiguille

R37



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 37 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | R3733 |
| 37 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | R3732 |
| 37 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | R3738 |

○ Pointe effilée lourde 1/2 cercle

Aiguille

G37



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 37 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | G3732 |
| 37 mm | 75 cm | Noir | 0 | 3.5 | G3731 |
| 37 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | G3738 |
| 37 mm | 75 cm | Noir | 2 | 5 | G3739 |

Sutures non résorbables

Atramat®Soie

Aiguille

G40



Pointe effilée lourde 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 40 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | G4038 |
| 40 mm | 75 cm | Noir | 2 | 5 | G4039 |

Aiguille

SR17



Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 17 mm | 75 cm | Noir | 5-0 | 1 | SR1735 |
| 17 mm | 75 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | SR1734 |
| 17 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | SR1733 |
| 17 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | SR1732 |

Aiguille

SR20



Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 20 mm | 75 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | SR2034 |
| 20 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | SR2033 |
| 20 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | SR2032 |

○ Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SR26



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 26 mm | 75 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | SR2634 |
| 26 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | SR2633 |
| 26 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | SR2632 |
| 26 mm | 75 cm | Noir | 0 | 3.5 | SR2631 |
| 26 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | SR2638 |

○ Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SR30



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 30 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | SR3032 |
| 30 mm | 75 cm | Noir | 0 | 3.5 | SR3031 |

○ Pointe effilée régulière premium 1/2 cercle

Aiguille

SR36



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 36 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | SR3633 |
| 36 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | SR3632 |
| 36 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | SR3638 |
| 36 mm | 75 cm | Noir | 2 | 5 | SR3639 |

Sutures non résorbables

Atramat®Soie

Aiguille

SG36



Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 36 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | SG3632 |
| 36 mm | 75 cm | Noir | 0 | 3.5 | SG3631 |
| 36 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | SG3638 |
| 36 mm | 75 cm | Noir | 2 | 5 | SG3639 |

Aiguille

SG40



Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 40 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | SG4038 |



Coupe inversée 1/2 cercle

Aiguille

C18



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 18 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | C1833 |

Aiguille

C20



Coupe inversée 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 20 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | C2033 |

Aiguille

C26



Coupe inversée 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 26 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | C2632 |

Aiguille

C37



Coupe inversée 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 37 mm | 75 cm | Noir | 0 | 3.5 | C3731 |
| 37 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | C3738 |

Sutures non résorbables

Atramat®Soie

Aiguille

C40



Coupe inversée 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 40 mm | 75 cm | Noir | 2 | 5 | C4039 |

Aiguille

CE16



Coupe inversée 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 16 mm | 75 cm | Noir | 6-0 | 0,7 | CE1636 |
| 16 mm | 75 cm | Noir | 5-0 | 1 | CE1635 |
| 16 mm | 75 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | CE1634 |
| 16 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | CE1633 |

Aiguille

CE19



Coupe inversée 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 19 mm | 75 cm | Noir | 5-0 | 0,7 | CE1935 |
| 19 mm | 45 cm | Noir | 5-0 | 0,7 | CE1935-45 |
| 19 mm | 75 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | CE1934 |
| 19 mm | 45 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | CE1934-45 |
| 19 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | CE1933 |
| 19 mm | 45 cm | Noir | 3-0 | 2 | CE1933-45 |
| 19 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | CE1932 |

Aiguille

CE24



Coupe inversée 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 24 mm | 75 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | CE2434 |
| 24 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | CE2433 |
| 24 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | CE2432 |
| 24 mm | 75 cm | Noir | 0 | 3,5 | CE2431 |
| 24 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | CE2438 |

Aiguille

CE26



Coupe inversée 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 26 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | CE2633 |
| 26 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | CE2632 |
| 26 mm | 45 cm | Noir | 2-0 | 3 | CE2632-45 |

Aiguille

CE30



Coupe inversée 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 30 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | CE3032 |
| 30 mm | 75 cm | Noir | 0 | 3,5 | CE3031 |
| 30 mm | 45 cm | Noir | 1 | 4 | CE3038 |

Sutures non résorbables

Atramat®Soie

Aiguille

CE37



Coupe inversée 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 37 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | CE3732 |
| 37 mm | 75 cm | Noir | 0 | 3.5 | CE3731 |
| 37 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | CE3738 |
| 37 mm | 75 cm | Noir | 2 | 5 | CE3739 |

Aiguille

U60



Coupe droite

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 60 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | U6033 |
| 60 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | U6032 |

Aiguille

P19



Coupe inversée premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 19 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | P1933 |

Aiguille

P22



Coupe inversée premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 22 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | P2233 |

Aiguille

P26



Coupe inversée premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 26 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | P2632 |

Aiguille

P36



Coupe inversée premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 36 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | P3638 |

Sutures non résorbables

Atramat®Soie



Coupe inversée premium 1/2 cercle

Aiguille

P40



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------|
| 40 mm | 75 cm | Noir | 2 | 5 | P4039 |



Coupe inversée premium 3/8 cercle

Aiguille

PE11



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 11 mm | 45 cm | Noir | 6-0 | 0,7 | PE1136/2 |



Coupe inversée premium 3/8 cercle

Aiguille

PE16



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 16 mm | 75 cm | Noir | 6-0 | 0,7 | PE1636 |
| 16 mm | 45 cm | Noir | 6-0 | 0,7 | PE1636-45 |
| 16 mm | 75 cm | Noir | 5-0 | 1 | PE1635 |
| 16 mm | 75 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | PE1634 |
| 16 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | PE1633 |

Aiguille

PE19



Coupe inversée premium 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 19 mm | 75 cm | Noir | 5-0 | 1 | PE1935 |
| 19 mm | 45 cm | Noir | 5-0 | 1 | PE1935-45 |
| 19 mm | 75 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | PE1934 |
| 19 mm | 45 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | PE1934-45 |
| 19 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | PE1933 |
| 19 mm | 45 cm | Noir | 3-0 | 2 | PE1933-45 |
| 19 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | PE1932 |

Aiguille

PE24



Coupe inversée premium 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 24 mm | 75 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | PE2434 |
| 24 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | PE2433 |
| 24 mm | 45 cm | Noir | 3-0 | 2 | PE2433-45 |
| 24 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | PE2432 |
| 24 mm | 75 cm | Noir | 0 | 3.5 | PE2431 |
| 24 mm | 45 cm | Noir | 1 | 4 | PE2438 |

Sutures non résorbables
Sutures non résorbables

Atramat®Soie
Soie Atramat®

Aiguille

PE26



Coupe inversée premium 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 26 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | PE2633 |
| 26 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | PE2632 |
| 26 mm | 45 cm | Noir | 2-0 | 3 | PE2632-45 |

Aiguille

PE30



Coupe inversée premium 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 30 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | PE3032 |
| 30 mm | 75 cm | Noir | 0 | 3.5 | PE3031 |
| 30 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | PE3038 |

Aiguille

PE36



Coupe inversée premium 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 36 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | PE3632 |
| 36 mm | 75 cm | Noir | 0 | 3.5 | PE3631 |
| 36 mm | 75 cm | Noir | 1 | 4 | PE3638 |
| 36 mm | 75 cm | Noir | 2 | 5 | PE3639 |



Coupe conventionnelle premium 3/8 cercle

Aiguille

QE16



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 16 mm | 45 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | QE1634/2 |



Coupe inversée Supra-Sharp 1/2 cercle

Aiguille

P-P8



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 8 mm | 45 cm | Noir | 6-0 | 0,7 | P-P836/2 |



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

Aiguille

P-PE13



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 13 mm | 45 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | P-PE1334/2 |



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

Aiguille

P-PE19



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|---------------|
| 19 mm | 45 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | P-PE1934/2-45 |

Sutures non résorbables

Atramat®Soie



Coupe inversée Supra-Sharp 3/8 cercle

Aiguille

P-PE24



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|---------------|
| 24 mm | 45 cm | Noir | 3-0 | 2 | P-PE2433/2-45 |



Coupe droite premium

Aiguille

PU60



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------|
| 60 mm | 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | PU6033 |
| 60 mm | 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | PU6032 |



Coupe inversée lourde premium 1/2 cercle

Aiguille

K17



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 17 mm | 45 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | K1734-45 |
| 17 mm | 45 cm | Noir | 3-0 | 2 | K1733-45 |



Coupe inversée lourde premium 1/2 cercle

Aiguille

K22



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 22 mm | 45 cm | Noir | 3-0 | 2 | K2233-45 |

Aiguille

EE6



Spatule Premium 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 6 mm | 45 cm | Bleu | 8-0 | 0,4 | EE6380/2-A |
| 6 mm | 45 cm | Noir | 7-0 | 0,5 | EE637/2 |

Aiguille

E-EE6



Spatule Supraglyde 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|--------------|
| 6 mm | 45 cm | Bleu | 8-0 | 0,4 | E-EE6380/2-A |

Aiguille

E-EE6.6



Spatule Supraglyde 3/8 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------------|
| 6,6 mm | 45 cm | Noir | 7-0 | 0,5 | E-EE6.637/2 |

Sutures non résorbables

Atramat®Soie

Sans aiguille

S.H.

10 brins - 75 cm

| Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|--------------------|---------|-----|----------------|--------|
| 75 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | SS1034 |
| 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | SS1033 |
| 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | SS1032 |
| 75 cm | Noir | 0 | 3,5 | SS1031 |
| 75 cm | Noir | 1 | 4 | SS1038 |
| 75 cm | Noir | 2 | 5 | SS1039 |

Sans aiguille

S.H.

07 brins - 75 cm

| Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|--------------------|---------|-----|----------------|--------|
| 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | SS0733 |
| 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | SS0732 |
| 75 cm | Noir | 0 | 3,5 | SS0731 |
| 75 cm | Noir | 1 | 4 | SS0738 |

Sans aiguille

S.H.

02 brins - 75 cm

| Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|--------------------|---------|-----|----------------|--------|
| 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | SS0232 |
| 75 cm | Noir | 0 | 3.5 | SS0231 |
| 75 cm | Noir | 1 | 4 | SS0238 |

Sans aiguille

EZ-SS

10 brins - 75 cm

| Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|--------------------|---------|-----|----------------|-----------|
| 75 cm | Noir | 4-0 | 1,5 | EZ-SS1034 |
| 75 cm | Noir | 3-0 | 2 | EZ-SS1033 |
| 75 cm | Noir | 2-0 | 3 | EZ-SS1032 |
| 75 cm | Noir | 0 | 3.5 | EZ-SS1031 |
| 75 cm | Noir | 1 | 4 | EZ-SS1038 |
| 75 cm | Noir | 2 | 5 | EZ-SS1039 |



Sutures non résorbables

Atramat® Acier inoxydable

Indiqué pour une utilisation orthopédique, ainsi que pour les interventions chirurgicales nécessitant un support artificiel de haute résistance, comme la fermeture du sternum.


Caractéristiques:

- Excellent soutien des structures osseuses.
- Il n'y a pas de perte significative de sa résistance à la traction in vivo.
- Réaction tissulaire minimale, matériau inerte.

* Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation.

Sutures non résorbables

Atramat®Acier inoxydable

 Pointe effilée lourde premium 1/2 cercle


Aiguille

SG26

4 x 45 cm



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 26 mm | 45 cm | Acier | 2 | 5 | SG26109x4 |

 Coupe inversée 1/2 cercle

Aiguille

C26

2 x 45 cm



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 26 mm | 45 cm | Acier | 2 | 5 | C26109x2 |

 Coupe inversée premium 1/2 cercle

Aiguille

P26

2 x 45 cm



| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------|
| 26 mm | 45 cm | Acier | 2 | 5 | P26109x2 |

Sutures résorbables

Atramat® Acier inoxydable

Aiguille

W48

4 x 45 cm



Coupe effilée 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-----------|
| 48 mm | 45 cm | Acier | 5 | 7 | W481050x4 |

Aiguille

KW48

4 x 45 cm



Coupe effilée lourde premium 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 48 mm | 45 cm | Acier | 5 | 7 | KW481050x4 |

Aiguille

J57



Aiguille rotative à coupe inversée 1/2 cercle

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 57 mm | 75 cm | Acier | 5 | 7 | J571050-75 |

Atramat® Temporaire

Stimulation épicardique

Fil

Constitué d'une électrode (fil de plomb multifilament et isolé par un revêtement PTFE), il possède à une extrémité une aiguille à pointe conique ½ cercle, et à l'autre, une aiguille droite coupante qui permet l'introduction du fil à travers la paroi thoracique.

L'électrode communique directement avec le myocarde.

Atramat® Stimulation épicardique temporaire Le fil est conçu pour la stimulation et la détection auriculaires et ventriculaires temporaires pendant une période d'implantation prévue ne dépassant pas 7 jours.

*** Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation.**

Électrode pour stimulateur cardiaque Temporaire unipolaire Épicardique Atramat®


Constitué d'une électrode (câble conducteur multifilament isolé avec un revêtement en PTFE), avec à une extrémité une aiguille effilée en ½ cercle et à l'autre extrémité une aiguille droite coupante permettant l'introduction du câble conducteur à travers la paroi thoracique.

Il établit une communication électrique directe avec le myocarde.

L'électrode pour stimulateur cardiaque temporaire unipolaire épicardique Atramat® est conçue pour la stimulation et la détection auriculaire et ventriculaire temporaires, avec une durée d'implantation prévue ne dépassant pas 7 jours

***Pour plus d'informations, consulter le mode d'emploi.**

Fil de stimulation épicaordique temporaire Atramat®



Aiguille

UL60

S16 / 16 mm

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 60 mm | 60 cm | Acier | 2-0 | 3 | UL60102-60 |




Aiguille

UL90

S25 / 25 mm

| Longueur de l'aiguille | Longueur du fil | Couleur | USP | PE Métrique | Code |
|------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------|
| 90 mm | 60 cm | Acier | 2-0 | 3 | UL90102-60 |





Atramat PROPYMESH Flex

Maille chirurgicale synthétique partiellement absorbable en Poly (Glycolide-co-Epsilon-Caprolactone) et Polypropylène

La réparation des hernies est l'une des procédures chirurgicales les plus courantes. Les hernies de la paroi abdominale sont réparées en couvrant la zone où se trouve l'ouverture ou la faiblesse avec une prothèse (maille), qui est fixée au tissu musculaire.

Confort et confiance

La maille chirurgicale synthétique partiellement absorbable est composée à parts égales de monofilament de polypropylène non absorbable et de Poly(Glycolide-co-Epsilon-caprolactone) (PGC25). Cette maille est conçue pour résister aux contraintes physiologiques auxquelles est soumise la paroi abdominale.

La maille chirurgicale Atramat® PropyMesh Flex est composée de parties colorées pour faciliter son identification.

La perte progressive de la résistance à la traction et la résorption partielle d'Atramat® PropyMesh Flex se produisent par un processus d'hydrolyse, où le polymère PGC25 est absorbé et métabolisé par l'organisme. L'absorption du PGC25 est complétée en environ 90 à 110 jours, ne laissant que le polypropylène.

Applications

- Hernie inguinale
- Hernie incisionnelle
- Hernie extrapéritonéale
- Hernie abdominale
- Reconstruction de la paroi abdominale

Caractéristiques

- Profil d'absorption idéal : absorption totale entre 90 et 110 jours.
- Réaction tissulaire modérée : excellente biocompatibilité.
- Allongement contrôlé : apportant une élasticité tridirectionnelle, facilitant le mouvement naturel de la paroi abdominale.
- Quantité réduite de corps étranger : offrant plus de confort et de mobilité au patient, tout en réduisant la réaction tissulaire.
- Fixation : la maille peut être suturée confortablement et en toute sécurité.

* Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation.

Atramat PROPYMESH Flex®

Maille chirurgicale synthétique partiellement absorbable
en Poly(Glycolide-co-Epsilon-Caprolactone) et Polypropylène

| Code Atramat | Produit | Description | |
|--------------|-------------------------|--|------------|
| MPGC01 | Atramat PROPYMESH Flex® | Maille chirurgicale synthétique partiellement absorbable en Poly(Glycolide-co-Epsilon-Caprolactone) et Polypropylène | 10 x 15 cm |
| MPGC02 | Atramat PROPYMESH Flex® | Maille chirurgicale synthétique partiellement absorbable en Poly(Glycolide-co-Epsilon-Caprolactone) et Polypropylène | 6 x 11 cm |
| MPGC03 | Atramat PROPYMESH Flex® | Maille chirurgicale synthétique partiellement absorbable en Poly(Glycolide-co-Epsilon-Caprolactone) et Polypropylène | 10 x 12 cm |
| MPGC04 | Atramat PROPYMESH Flex® | Maille chirurgicale synthétique partiellement absorbable en Poly(Glycolide-co-Epsilon-Caprolactone) et Polypropylène | 8 x 13 cm |
| MPGC05 | Atramat PROPYMESH Flex® | Maille chirurgicale synthétique partiellement absorbable en Poly(Glycolide-co-Epsilon-Caprolactone) et Polypropylène | 15 x 15 cm |
| MPGC06 | Atramat PROPYMESH Flex® | Maille chirurgicale synthétique partiellement absorbable en Poly(Glycolide-co-Epsilon-Caprolactone) et Polypropylène | 15 x 30 cm |
| MPGC07 | Atramat PROPYMESH Flex® | Maille chirurgicale synthétique partiellement absorbable en Poly(Glycolide-co-Epsilon-Caprolactone) et Polypropylène | 30 x 30 cm |
| MPGC08 | Atramat PROPYMESH Flex® | Maille chirurgicale synthétique partiellement absorbable en Poly(Glycolide-co-Epsilon-Caprolactone) et Polypropylène | 4 x 4 cm |



Atramat®Bonewax

Il est utilisé pour contrôler les saignements des surfaces osseuses.

- Agit comme une barrière mécanique (bouchon), sans action biochimique sur l'organisme.
- Avec une technique chirurgicale appropriée, il est lisse et facile à appliquer.
- S'assouplit à l'aide d'une technique aseptique jusqu'à obtenir la consistance désirée.

*** Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation.**

| Code Atramat | Famille | Description | Pièces |
|--------------|---------|---------------|--------|
| CH-2.5 | Bonewax | Bonewax 2,5 g | 12 |

| Produit | Description | Aiguille | Longueur de l'aiguille | Courbure de l'aiguille | USP | Longueur du fil | Couleur |
|--------------|---|----------|------------------------|------------------------|-------|-----------------|---------|
| | BONEWAX | | | | | | |
| CH-2.5N | CIRE OSSEUSE ATRAMAT 2.5 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
| | NYLON | | | | | | |
| CE3041-75N | SUTURE CHIRURGICALE EN NYLON ATRAMAT NOIR USP 0 EP 3.5, AIGUILLE 75 CM CE-30 COUPE INVERSE 30 MM 3/8 CERCLE | C | 30 | 3/8 | 0 | 75 | NOIR |
| CE3042-75N | SUTURE CHIRURGICALE EN NYLON ATRAMAT NOIR USP 2-0 EP 3, AIGUILLE 75 CM CE-30 COUPE INVERSE 30 MM 3/8 CERCLE | C | 30 | 3/8 | 2-0 | 75 | NOIR |
| CE4042-75N | SUTURE CHIRURGICALE EN NYLON ATRAMAT NOIR USP 2-0 EP 3, AIGUILLE DE 75 CM CE-40 COUPE INVERSE 40 MM 3/8 CERCLE | C | 40 | 3/8 | 2-0 | 75 | NOIR |
| CE2443-90N | SUTURE CHIRURGICALE EN NYLON ATRAMAT NOIR USP 3-0 EP 2, AIGUILLE 90 CM CE-24 COUPE INVERSE 24 MM 3/8 CERCLE | C | 24 | 3/8 | 3-0 | 90 | NOIR |
| CE1944-90N | SUTURE CHIRURGICALE EN NYLON ATRAMAT NOIR USP 4-0 EP 1.5, AIGUILLE 90 CM CE-19 COUPE INVERSE 19 MM 3/8 CERCLE | C | 19 | 3/8 | 4-0 | 90 | NOIR |
| P-PE1645-N | SUTURE CHIRURGICALE EN NYLON ATRAMAT NOIR USP 5-0 EP 1, AIGUILLE DE 45 CM P-PE-16 SUPRA-SHARP COUPE INVERSE 16 MM 3/8 CERCLE | PP | 16 | 3/8 | 5-0 | 45 | NOIR |
| P-PE1646-N | SUTURE CHIRURGICALE EN NYLON ATRAMAT NOIR USP 6-0 EP 0,7, AIGUILLE DE 45 CM P-PE-16 SUPRA-SHARP COUPE INVERSE 16 MM 3/8 CERCLE | PP | 16 | 3/8 | 6-0 | 45 | NOIR |
| P-PE2443-75N | SUTURE CHIRURGICALE EN NYLON ATRAMAT NOIR USP 3-0 EP 2, AIGUILLE DE 75 CM P-PE-24 SUPRA-SHARP COUPE INVERSE 24 MM 3/8 CERCLE | PP | 24 | 3/8 | 3-0 | 75 | NOIR |
| P-PE1944-75N | SUTURE CHIRURGICALE EN NYLON ATRAMAT NOIR USP 4-0 EP 1,5, AIGUILLE DE 75 CM P-PE-19 SUPRA-SHARP COUPE INVERSE 19 MM 3/8 CERCLE | PP | 19 | 3/8 | 4-0 | 75 | NOIR |
| P-PE1644-N | SUTURE CHIRURGICALE EN NYLON ATRAMAT NOIR USP 4-0 EP 1,5, AIGUILLE DE 45 CM P-PE-16 SUPRA-SHARP COUPE INVERSE 16 MM 3/8 CERCLE | PP | 16 | 3/8 | 4-0 | 45 | NOIR |
| P-PE1345-N | SUTURE CHIRURGICALE EN NYLON ATRAMAT NOIR USP 5-0 EP 1, AIGUILLE DE 45 CM P-PE-13 SUPRA-SHARP COUPE INVERSE 13 MM 3/8 CERCLE | PP | 13 | 3/8 | 5-0 | 45 | NOIR |
| PE4041-90N | SUTURE CHIRURGICALE EN NYLON ATRAMAT NOIR USP 0 EP 3.5, AIGUILLE 90 CM PE-40 PREMIUM COUPE INVERSE 40 MM 3/8 CERCLE | P | 40 | 3/8 | 0 | 90 | NOIR |
| QE9048-100N | SUTURE CHIRURGICALE EN NYLON ATRAMAT NOIR USP 1 EP 4, 100 CM AIGUILLE QE-90 PREMIUM COUPE CONVENTIONNELLE 90 MM 3/8 CERCLE | Q | 90 | 3/8 | 1 | 100 | NOIR |
| QE4042-75N | SUTURE CHIRURGICALE EN NYLON ATRAMAT NOIR USP 2-0 EP 3, AIGUILLE DE 75 CM QE-40 PREMIUM COUPE CONVENTIONNELLE 40 MM 3/8 CERCLE | Q | 40 | 3/8 | 2-0 | 75 | NOIR |

| | | | | | | | |
|--------------|---|----|----|-----|-----|----|---------|
| PE2443-75N | SUTURE CHIRURGICALE EN NYLON ATRAMAT NOIR USP 3-0 EP 2, AIGUILLE DE 75 CM PE-24 PREMIUM COUPE INVERSE 24 MM 3/8 CERCLE | P | 24 | 3/8 | 3-0 | 75 | NOIR |
| PE3043-75N | SUTURE CHIRURGICALE EN NYLON ATRAMAT NOIR USP 3-0 EP 2, AIGUILLE DE 75 CM PE-30 PREMIUM COUPE INVERSE 30 MM 3/8 CERCLE | P | 30 | 3/8 | 3-0 | 75 | NOIR |
| PE2444-N | SUTURE CHIRURGICALE EN NYLON ATRAMAT NOIR USP 4-0 EP 1.5, AIGUILLE 45 CM PE-24 PREMIUM COUPE INVERSE 24 MM 3/8 CERCLE | P | 24 | 3/8 | 4-0 | 45 | NOIR |
| PE1944-75N | SUTURE CHIRURGICALE EN NYLON ATRAMAT NOIR USP 4-0 EP 1.5, AIGUILLE 75 CM PE-19 PREMIUM COUPE INVERSE 19 MM 3/8 CERCLE | P | 19 | 3/8 | 4-0 | 75 | NOIR |
| PE3044-75N | SUTURE CHIRURGICALE EN NYLON ATRAMAT NOIR USP 4-0 EP 1.5, AIGUILLE 75 CM PE-30 PREMIUM COUPE INVERSE 30 MM 3/8 CERCLE | P | 30 | 3/8 | 4-0 | 75 | NOIR |
| PE1945-N | SUTURE CHIRURGICALE EN NYLON ATRAMAT NOIR USP 5-0 EP 1, AIGUILLE DE 45 CM PE-19 PREMIUM COUPE INVERSE 19 MM 3/8 CERCLE | P | 19 | 3/8 | 5-0 | 45 | NOIR |
| P-PE1943-N | SUTURE CHIRURGICALE EN NYLON ATRAMAT NOIR USP 3-0 EP 2, AIGUILLE DE 45 CM P-PE-19 SUPRA-SHARP COUPE INVERSE 19 MM 3/8 CERCLE | PP | 19 | 3/8 | 3-0 | 45 | NOIR |
| P-PE1945-N | SUTURE CHIRURGICALE EN NYLON ATRAMAT NOIR USP 5-0 EP 1, AIGUILLE DE 45 CM P-PE-19 SUPRA-SHARP COUPE INVERSE 19 MM 3/8 CERCLE | PP | 19 | 3/8 | 5-0 | 45 | NOIR |
| P-QE1646-N | SUTURE CHIRURGICALE EN NYLON ATRAMAT NOIR USP 6-0 EP 0,7, AIGUILLE DE 45 CM P-QE-16 SUPRA-SHARP COUPE CONVENTIONNELLE 16 MM 3/8 DE CERCLE | PQ | 16 | 3/8 | 6-0 | 45 | NOIR |
| PGC25 | | | | | | | |
| P-PE2403-B | ATRAMAT PGC25 SUTURE CHIRURGICALE NON TEINTE USP 3-0 EP 2, AIGUILLE 70 CM P-PE-24 SUPRA-SHARP COUPE INVERSE 24 MM 3/8 CERCLE | PP | 24 | 3/8 | 3-0 | 70 | UND-Oui |
| P-PE1604-45B | ATRAMAT PGC25 SUTURE CHIRURGICALE NON TEINTE USP 4-0 EP 1,5, AIGUILLE 45 CM P-PE-16 SUPRA-SHARP COUPE INVERSE 16 MM 3/8 CERCLE | PP | 16 | 3/8 | 4-0 | 45 | UND-Oui |
| HPE1605-45B | ATRAMAT PGC25 SUTURE CHIRURGICALE NON TEINTE USP 5-0 EP 1, AIGUILLE DE 45 CM P-PE-16 SUPRA-SHARP COUPE INVERSE 16 MM 3/8 CERCLE | HP | 16 | 3/8 | 5-0 | 45 | UND-Oui |
| HPE2403-B | ATRAMAT PGC25 SUTURE CHIRURGICALE NON TEINTE USP 3-0 EP 2, AIGUILLE 70 CM HPE-24 ATRAGLIDE COUPE 24 MM 3/8 CERCLE | HP | 24 | 3/8 | 3-0 | 70 | UND-Oui |
| P-PE1903-B | ATRAMAT PGC25 SUTURE CHIRURGICALE NON TEINTE USP 3-0 EP 2, AIGUILLE 70 CM P-PE-19 SUPRA-SHARP COUPE INVERSE 19 MM 3/8 CERCLE | PP | 19 | 3/8 | 3-0 | 70 | UND-Oui |
| P-PE1904-45B | ATRAMAT PGC25 SUTURE CHIRURGICALE NON TEINTE USP 4-0 EP 1,5, AIGUILLE 45 CM P-PE-19 SUPRA-SHARP COUPE INVERSE 19 MM 3/8 CERCLE | PP | 19 | 3/8 | 4-0 | 45 | UND-Oui |

| | | | | | | | |
|--------------|---|----|----|-------|-----|----|-------------|
| P-PE1305-45B | ATRAMAT PGC25 SUTURE CHIRURGICALE NON TEINTE USP 5-0 EP 1, AIGUILLE DE 45 CM P-PE-13 SUPRA-SHARP COUPE INVERSE 13 MM 3/8 DE CERCLE | PP | 13 | 3/8 | 5-0 | 45 | UND- Oui |
| PE24302-45B | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE NON TEINTE USP 2-0 EP 3, AIGUILLE DE 45 CM PE-24 PREMIUM COUPE INVERSE 24 MM 3/8 CERCLE | P | 24 | 3/8 | 2-0 | 45 | UND- Oui |
| PU60302-B | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE NON TEINTE USP 2-0 EP 3, AIGUILLE 75 CM PU-60 PREMIUM COUPE DROITE 60 MM DROITE | 0 | 0 | N / A | 2-0 | 70 | UND- Oui |
| SR26302 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 2-0 EP 3, AIGUILLE 70 CM SR-26 PREMIUM POINTE EFFILÉE RÉGULIÈRE 26 MM 1/2 CERCLE | M | 26 | 1/2 | 2-0 | 70 | VIOLET |
| SR30302 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 2-0 EP 3, AIGUILLE 70 CM SR-30 PREMIUM POINTE EFFILÉE RÉGULIÈRE 30 MM 1/2 CERCLE | M | 30 | 1/2 | 2-0 | 70 | VIOLET |
| SG40302 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 2-0 EP 3, AIGUILLE 70 CM SG-40 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 40 MM 1/2 CERCLE | SG | 40 | 1/2 | 2-0 | 70 | VIOLET |
| SG48302-75 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 2-0 EP 3, AIGUILLE 75 CM SG-48 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 48 MM 1/2 CERCLE | SG | 48 | 1/2 | 2-0 | 75 | VIOLET |
| PW36302-75 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 2-0 EP 3, AIGUILLE 75 CM PW-36 PREMIUM TAPER COUPE 36 MM 1/2 CERCLE | PW | 36 | 1/2 | 2-0 | 75 | VIOLET |
| SGH26302 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 2-0 EP 3, AIGUILLE 70 CM SGH-26 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 26 MM 5/8 CERCLE | SG | 26 | 5/8 | 2-0 | 70 | VIOLET |
| SGH36302 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 2-0 EP 3, AIGUILLE 70 CM SGH-36 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 36 MM 5/8 CERCLE | SG | 36 | 5/8 | 2-0 | 70 | VIOLET |
| SG36302-90 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 2-0 EP 3, AIGUILLE 90 CM SG-36 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 36 MM 1/2 CERCLE | SG | 36 | 1/2 | 2-0 | 90 | VIOLET |
| | PGLA90 | | | | | | |
| P40301 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 0 EP 3.5, AIGUILLE 70 CM P-40 PREMIUM COUPE INVERSE 40 MM 1/2 CERCLE | P | 40 | 1/2 | 0 | 70 | VIOLET |
| PW30301-75 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 0 EP 3.5, AIGUILLE 75 CM PW-30 PREMIUM TAPER COUPE 30 MM 1/2 CERCLE | PW | 30 | 1/2 | 0 | 76 | VIOLET |
| SG30301-75 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 0 EP 3.5, AIGUILLE 75 CM SG-30 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 30 MM 1/2 CERCLE | SG | 30 | 1/2 | 0 | 76 | VIOLET |
| SR30301-75 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 0 EP 3.5, AIGUILLE 75 CM SR-30 PREMIUM POINTE EFFILÉE RÉGULIÈRE 30 MM 1/2 CERCLE | M | 30 | 1/2 | 0 | 76 | VIOLET |

| | | | | | | | |
|----------------|--|------|-------|-------|---|------|--------|
| SG36301-45X8MD | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 0 EP 3.5, 8 X 45 CM AIGUILLE-LE SG-36 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 36 MM 1/2 CERCLE (PULL OFF) 6 UNITÉS | SG | 36 | 1/2 | 0 | 8X45 | VIOLET |
| SG36301-90 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 0 EP 3.5, AIGUILLE 90 CM SG-36 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 36 MM 1/2 CERCLE | SG | 36 | 1/2 | 0 | 90 | VIOLET |
| SG48301-90 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 0 EP 3.5, AIGUILLE 90 CM SG-48 PREMIUM Ha VY TAPER POINT 48 MM 1/2 CERCLE | SG | 48 | 1/2 | 0 | 90 | VIOLET |
| SG40301-90 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 0 EP 3.5, AIGUILLE 90 CM SG-40 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 40 MM 1/2 CERCLE | SG | 40 | 1/2 | 0 | 90 | VIOLET |
| SG30308-90 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 1 EP 4, AIGUILLE 70 CM SG-30 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 30 MM 1/2 CERCLE | SG | 30 | 1/2 | 1 | 70 | VIOLET |
| SG36308 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 1 EP 4, AIGUILLE 70 CM SG-36 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 36 MM 1/2 CERCLE | SG | 36 | 1/2 | 1 | 70 | VIOLET |
| PW30308-75 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 1 EP 4, AIGUILLE 75 CM PW-30 PREMIUM TAPER COUPE 30 MM 1/2 CERCLE | PW | 30 | 1/2 | 1 | 75 | VIOLET |
| SG48308-75 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 1 EP 4, AIGUILLE DE 75 CM SG-48 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 48 MM 1/2 CERCLE | SG | 48 | 1/2 | 1 | 75 | VIOLET |
| SG48308-45X8MD | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 1 EP 4, 8 X 45 CM AIGUILLE SG-48 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 48 MM 1/2 CERCLE (PULL OFF) 6 UNITÉS | SG | 48 | 1/2 | 1 | 8X45 | VIOLET |
| SG40308X8MD | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 1 EP 4, 8 X 70 CM AIGUILLE SG-40 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 40 MM 1/2 CERCLE (PULL OFF) 6 UNITÉS | SG | 40 | 1/2 | 1 | 8X70 | VIOLET |
| PW36308-90 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 1 EP 4, AIGUILLE 90 CM PW-36 PREMIUM TAPER COUPE 36 MM 1/2 CERCLE | PW | 36 | 1/2 | 1 | 90 | VIOLET |
| SG48308-90 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 1 EP 4, AIGUILLE 90 CM SG-48 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 48 MM 1/2 CERCLE | SG | 48 | 1/2 | 1 | 90 | VIOLET |
| SG76308-90 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 1 EP 4, AIGUILLE 90 CM SG-76 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 76 MM 1/2 CERCLE | SG | 76 | 1/2 | 1 | 90 | VIOLET |
| Z48308-90 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 1 EP 4, AIGUILLE 90 CM Z-48 POINTE ÉMOUSSÉE 48 MM 1/2 CERCLE | Z | 48 | 1/2 | 1 | 90 | VIOLET |
| SS12301-45 | ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 0 EP 3.5, 12 X 45CM SANS AIGUILLE | S.H. | 12 | N / A | 0 | 45 | VIOLET |
| SS00301-250C | ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 0 EP 3.5, BOBINE 250 CM SANS AIGUILLE | S.H. | N / A | N / A | 0 | 250 | VIOLET |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|------|-------|-------|-----|------|--------|
| SS03301-45 | ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 0 EP 3.5, 3 X 45CM SANS AIGUILLE | S.H. | N / A | N / A | 0 | 45 | VIOLET |
| SS05301 | ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 0 EP 3.5, 5 X 70CM SANS AIGUILLE | S.H. | N / A | N / A | 0 | 70 | VIOLET |
| SS06301-45 | ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 0 EP 3.5, 6 X 45CM SANS AIGUILLE | S.H. | N / A | N / A | 0 | 45 | VIOLET |
| SS00308-150 | ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 1 EP 4, 150 CM SANS AIGUILLE | S.H. | N / A | N / A | 1 | 150 | VIOLET |
| SS00309-150 | ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 2 EP 5, 150 CM SANS AIGUILLE | S.H. | N / A | N / A | 2 | 150 | VIOLET |
| SS12302-45 | ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 2-0 EP 3, 12 X 45CM SANS AIGUILLE | S.H. | 12 | N / A | 2-0 | 45 | VIOLET |
| SS00302-250C | ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 2-0 EP 3, BOBINE DE 250 CM SANS AIGUILLE | S.H. | N / A | N / A | 2-0 | 250 | VIOLET |
| SS03302-45 | ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 2-0 EP 3, 3 X 45CM SANS AIGUILLE | S.H. | N / A | N / A | 2-0 | 45 | VIOLET |
| SS12303-45 | ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 3-0 EP 2, 12 X 45CM SANS AIGUILLE | S.H. | 12 | N / A | 3-0 | 45 | VIOLET |
| SS00303-250C | ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 3-0 EP 2, BOBINE DE 250 CM SANS AIGUILLE | S.H. | N / A | N / A | 3-0 | 250 | VIOLET |
| SS03303-45 | ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 3-0 EP 2, 3 X 45CM SANS AIGUILLE | S.H. | N / A | N / A | 3-0 | 45 | VIOLET |
| SS12304-45 | ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 4-0 EP 1.5, 12 X 45CM SANS AIGUILLE | S.H. | 12 | N / A | 4-0 | 45 | VIOLET |
| SS00304-150 | ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 4-0 EP 1.5, 150 CM SANS AIGUILLE | S.H. | N / A | N / A | 4-0 | 150 | VIOLET |
| SS03304-45 | ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 4-0 EP 1.5, 3 X 45CM SANS AIGUILLE | S.H. | N / A | N / A | 4-0 | 45 | VIOLET |
| SG36301-45X4MD | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 0 EP 3.5, 4 X 45 CM AIGUILLE-LE SG-36 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 36 MM 1/2 CERCLE (PULL OFF) 6 UNITÉS | SG | 36 | 1/2 | 0 | 4X45 | VIOLET |
| S22301/2-70 | SUTURE CHIRURGICALE ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 0 EP 3.5, 70 CM DOUBLE AIGUILLE S-22 POINTE EFFILÉE PREMIUM 22 MM 1/2 CERCLE | S | 22 | 1/2 | 0 | 70 | VIOLET |
| SG30301 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 0 EP 3.5, AIGUILLE 70 CM SG-30 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 30 MM 1/2 CERCLE | SG | 30 | 1/2 | 0 | 70 | VIOLET |
| SG36301 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 0 EP 3.5, AIGUILLE 70 CM SG-36 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 36 MM 1/2 CERCLE | SG | 36 | 1/2 | 0 | 70 | VIOLET |
| SG40301 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 0 EP 3.5, AIGUILLE 70 CM SG-40 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 40 MM 1/2 CERCLE | SG | 40 | 1/2 | 0 | 70 | VIOLET |
| P48301-75 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 0 EP 3.5, AIGUILLE 75 CM P-48 PREMIUM COUPE INVERSE 48 MM 1/2 CERCLE | P | 48 | 1/2 | 0 | 75 | VIOLET |
| Boucle X65308-150 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 1 EP 4, 150 CM AIGUILLE X-65 EXTRA LOURDE POINTE EFFILÉE BOUCLE 65 MM 1/2 CERCLE | X | 65 | 1/2 | 1 | 150 | VIOLET |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|----|----|-----|-----|------|--------|
| SG36308-45X4MD | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 1 EP 4, 4 X 45 CM AIGUILLE SG-36 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 36 MM 1/2 CERCLE (PULL OFF) 6 UNITÉS | SG | 36 | 1/2 | 1 | 4X45 | VIOLET |
| SG48308-45X4MD | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 1 EP 4, 4 X 45 CM AIGUILLE SG-48 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 48 MM 1/2 CERCLE (PULL OFF) 6 UNITÉS | SG | 48 | 1/2 | 1 | 45 | VIOLET |
| SG36308X4MD | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 1 EP 4, 4 X 70 CM AIGUILLE SG-36 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 36 MM 1/2 CERCLE (PULL OFF) 6 UNITÉS | SG | 36 | 1/2 | 1 | 70 | VIOLET |
| SG48308X4MD | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 1 EP 4, 4 X 70 CM AIGUILLE SG-48 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 48 MM 1/2 CERCLE (PULL OFF) 6 UNITÉS | SG | 48 | 1/2 | 1 | 4X70 | VIOLET |
| SR30308 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 1 EP 4, AIGUILLE 70 CM SR-30 PREMIUM POINTE EFFILÉE RÉGULIÈRE 30 MM 1/2 CERCLE | M | 30 | 1/2 | 1 | 70 | VIOLET |
| SG30308-75 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 1 EP 4, AIGUILLE 75 CM SG-30 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 30 MM 1/2 CERCLE | SG | 30 | 1/2 | 1 | 75 | VIOLET |
| SG40308 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 1 EP 4, AIGUILLE 70 CM SG-40 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 40 MM 1/2 CERCLE | SG | 40 | 1/2 | 1 | 70 | VIOLET |
| SG45308 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 1 EP 4, AIGUILLE 70 CM SG-45 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 45 MM 1/2 CERCLE | SG | 45 | 1/2 | 1 | 70 | VIOLET |
| Q40308-90 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 1 EP 4, AIGUILLE 90 CM Q-40 PREMIUM CONVENTIONNELLE COUPE 40 MM 1/2 CERCLE | G | 40 | 1/2 | 1 | 90 | VIOLET |
| K22309-75 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 2 EP 5, AIGUILLE 75 CM K-22 PREMIUM HEAVY REVERSE CUTTING 22 MM 1/2 CERCLE | K | 22 | 1/2 | 2 | 75 | VIOLET |
| P48309-75 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 2 EP 5, AIGUILLE 75 CM P-48 PREMIUM COUPE INVERSE 48 MM 1/2 CERCLE | P | 48 | 1/2 | 2 | 75 | VIOLET |
| SG40309-90 | ATRAMAT PGLA90 SUTURE CHIRURGICALE VIOLET USP 2 EP 5, AIGUILLE 90 CM SG-40 PREMIUM POINTE EFFILÉE LOURDE 40 MM 1/2 CERCLE | SG | 40 | 1/2 | 2 | 90 | VIOLET |
| POLYPROPYLÈNE | | | | | | | |
| P-PE2463 | SUTURE CHIRURGICALE EN POLYPROPYLÈNE ATRAMAT BLEU USP 3-0 EP 2, AIGUILLE DE 45 CM P-PE-24 SUPRA-SHARP COUPE INVERSE 24 MM 3/8 CERCLE | PP | 24 | 3/8 | 3-0 | 45 | BLEU |
| P-PE1664 | SUTURE CHIRURGICALE EN POLYPROPYLÈNE ATRAMAT BLEU USP 4-0 EP 1,5, AIGUILLE DE 45 CM P-PE-16 SUPRA-SHARP COUPE INVERSE 16 MM 3/8 CERCLE | PP | 16 | 3/8 | 4-0 | 45 | BLEU |
| P-PE1964 | SUTURE CHIRURGICALE EN POLYPROPYLÈNE ATRAMAT BLEU USP 4-0 EP 1,5, AIGUILLE DE 45 CM P-PE-19 SUPRA-SHARP COUPE INVERSE 19 MM 3/8 DE CERCLE | PP | 19 | 3/8 | 4-0 | 45 | BLEU |

| | | | | | | | |
|-------------|---|----|----|-----|-----|-----|------|
| P-PE1665 | SUTURE CHIRURGICALE EN POLYPROPYLÈNE ATRAMAT BLEU USP 5-0 EP 1, AIGUILLE DE 45 CM P-PE-16 SUPRA-SHARP COUPE INVERSE 16 MM 3/8 DE CERCLE | PP | 16 | 3/8 | 5-0 | 45 | BLEU |
| P-PE1366 | SUTURE CHIRURGICALE EN POLYPROPYLÈNE ATRAMAT BLEU USP 6-0 EP 0,7, AIGUILLE DE 45 CM P-PE-13 SUPRA-SHARP COUPE INVERSE 13 MM 3/8 DE CERCLE | PP | 13 | 3/8 | 6-0 | 45 | BLEU |
| PW3661-100 | SUTURE CHIRURGICALE EN POLYPROPYLÈNE ATRAMAT BLEU USP 0 EP 3.5, AIGUILLE 100 CM PW-36 COUPE CONIQUE PREMIUM 36 MM 1/2 CERCLE | PW | 36 | 1/2 | 0 | 100 | BLEU |
| SG4068-100 | SUTURE CHIRURGICALE EN POLYPROPYLÈNE ATRAMAT BLEU USP 1 EP 4, AIGUILLE 100 CM SG-40 POINTE EFFILÉE LOURDE PREMIUM 40 MM 1/2 CERCLE | SG | 40 | 1/2 | 1 | 100 | BLEU |
| Y2662/2-120 | SUTURE CHIRURGICALE EN POLYPROPYLÈNE ATRAMAT BLEU USP 2-0 EP 3, 120 CM DOUBLE AIGUILLE Y-26 PREMIUM TAPER COUPE 26 MM 1/2 CERCLE | ET | 25 | 1/2 | 2-0 | 120 | BLEU |
| S3662/2-120 | SUTURE CHIRURGICALE EN POLYPROPYLÈNE ATRAMAT BLEU USP 2-0 EP 3, 120 CM DOUBLE AIGUILLE S-36 POINTE CONIQUE PREMIUM 36 MM 1/2 CERCLE | S | 36 | 1/2 | 2-0 | 120 | BLEU |
| Y2562/2 | SUTURE CHIRURGICALE EN POLYPROPYLÈNE ATRAMAT BLEU USP 2-0 EP 3, 90 CM DOUBLE AIGUILLE Y-25 PREMIUM TAPER COUPE 25 MM 1/2 CERCLE | ET | 25 | 1/2 | 2-0 | 90 | bleu |
| S3662/2 | SUTURE CHIRURGICALE EN POLYPROPYLÈNE ATRAMAT BLEU USP 2-0 EP 3, 90 CM DOUBLE AIGUILLE S-36 POINTE EFFILÉE PREMIUM 36 MM 1/2 CERCLE | S | 36 | 1/2 | 2-0 | 90 | bleu |
| S2563/2-120 | SUTURE CHIRURGICALE EN POLYPROPYLÈNE ATRAMAT BLEU USP 3-0 EP 2, 120 CM DOUBLE AIGUILLE S-25 POINTE EFFILÉE PREMIUM 25 MM 1/2 CERCLE | S | 25 | 1/2 | 3-0 | 120 | bleu |
| Y2563/2 | SUTURE CHIRURGICALE EN POLYPROPYLÈNE ATRAMAT BLEU USP 3-0 EP 2, 90 CM DOUBLE AIGUILLE Y-25 PREMIUM TAPER COUPE 25 MM 1/2 CERCLE | ET | 25 | 1/2 | 3-0 | 90 | bleu |
| PW4063/2 | SUTURE CHIRURGICALE EN POLYPROPYLÈNE ATRAMAT BLEU USP 3-0 EP 2, 90 CM DOUBLE AIGUILLE PW-40 PRE-MIUM TAPER COUPE 40 MM 1/2 CERCLE | PW | 40 | 1/2 | 3-0 | 90 | BLEU |
| S2564/2-120 | SUTURE CHIRURGICALE EN POLYPROPYLÈNE ATRAMAT BLEU USP 4-0 EP 1,5, 120 CM DOUBLE AIGUILLE S-25 POINTE EFFILÉE PREMIUM 25 MM 1/2 CERCLE | S | 25 | 1/2 | 4-0 | 120 | BLEU |
| S1664/2 | SUTURE CHIRURGICALE EN POLYPROPYLÈNE ATRAMAT BLEU USP 4-0 EP 1,5, 90 CM DOUBLE AIGUILLE S-16 POINTE EFFILÉE PREMIUM 16 MM 1/2 CERCLE | S | 16 | 1/2 | 4-0 | 90 | bleu |
| YE2664/2 | SUTURE CHIRURGICALE EN POLYPROPYLÈNE ATRAMAT BLEU USP 4-0 EP 1,5, 90 CM DOUBLE AIGUILLE YE-26 PREMIUM TAPER COUPE 26 MM 3/8 CERCLE | ET | 26 | 3/8 | 4-0 | 90 | BLEU |
| YE1864/2 | SUTURE CHIRURGICALE EN POLYPROPYLÈNE ATRAMAT BLEU USP 4-0 EP 1,5, 90 CM DOUBLE AIGUILLE YE-18 PREMIUM TAPER COUPE 18 MM 3/8 CERCLE | ET | 18 | 3/8 | 4-0 | 90 | BLEU |

| | | | | | | | |
|-------------|--|----|----|-----|-----|----|------|
| SE1365/2 | SUTURE CHIRURGICALE EN POLYPROPYLENE ATRAMAT BLEU USP 5-0 EP 1, 90 CM DOUBLE AIGUILLE SE-13 POINTE EFFILÉE PREMIUM 13 MM 3/8 CERCLE | S | 13 | 3/8 | 5-0 | 90 | bleu |
| YE1865/2 | SUTURE CHIRURGICALE EN POLYPROPYLENE ATRAMAT BLEU USP 5-0 EP 1, 90 CM DOUBLE AIGUILLE YE-18 PREMIUM TAPER COUPE 18 MM 3/8 CERCLE | ET | 18 | 3/8 | 5-0 | 90 | BLEU |
| SE1366/2 | SUTURE CHIRURGICALE EN POLYPROPYLENE ATRAMAT BLEU USP 6-0 EP 0,7, 90 CM DOUBLE AIGUILLE SE-13 POINTE EFFILÉE PREMIUM 13 MM 3/8 CERCLE | S | 13 | 3/8 | 6-0 | 90 | bleu |
| YE1367/2-60 | SUTURE CHIRURGICALE EN POLYPROPYLENE ATRAMAT BLEU USP 7-0 EP 0,5, 60 CM DOUBLE AIGUILLE YE-13 PREMIUM TAPER COUPE 13 MM 3/8 CERCLE | ET | 13 | 3/8 | 7-0 | 60 | bleu |
| SE867/2-60 | SUTURE CHIRURGICALE EN POLYPROPYLENE ATRAMAT BLEU USP 7-0 EP 0,5, 60 CM DOUBLE AIGUILLE SE-8 POINTE EFFILÉE PREMIUM 8 MM 3/8 CERCLE | S | 8 | 3/8 | 7-0 | 60 | bleu |
| SE8680/2-60 | SUTURE CHIRURGICALE EN POLYPROPYLENE ATRAMAT BLEU USP 8-0 EP 0,4, 60 CM DOUBLE AIGUILLE SE-8 POINTE EFFILÉE PREMIUM 8 MM 3/8 CERCLE | S | 8 | 3/8 | 8-0 | 60 | bleu |

En mémoire de notre fondateur

Hans Ulrich von Mohr Müller



International Pharmaceuticals S.A. de C.V. Paseo de la
Reforma 284, 21e étage. Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, CP
06600, Mexico, MEXIQUE

www.atramat.com

Mexique, 2021 | v.2.3

LE CONTENU ET LES IMAGES PRÉSENTÉS ICI SONT LA PROPRIÉTÉ D'INTERNACIONAL FARMACÉUTICA SA DE CV ET SONT CONÇUS POUR UN USAGE PROMOTIONNEL ET DÉMONSTRATIF UNIQUEMENT. EN AUCUN CAS ILS NE DOIVENT ÊTRE UTILISÉS COMME RÉFÉRENCE MÉDICALE. CONSULTEZ TOUJOURS UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ AVANT D'UTILISER CES PRODUITS OU TOUT AUTRE PRODUIT MÉDICAL. INTERNACIONAL FARMACÉUTICA SA DE CV FOURNIT CE MATÉRIEL POUR L'USAGE EXCLUSIF DE NOS DISTRIBUTEURS ET DU PERSONNEL AUTORISÉ PAR LA SOCIÉTÉ DANS LES TERMES ET CONDITIONS ATTRIBUÉS PAR CELLE-CI. INTERNACIONAL FARMACÉUTICA SA DE CV N'EST PAS RESPONSABLE DES MAUVAISES PRATIQUES OU DE L'UTILISATION INCORRECTE DE SES PRODUITS OU DE CE MATÉRIEL PROMOTIONNEL

LE CONTENU ET LES IMAGES PRÉSENTÉS ICI SONT LA PROPRIÉTÉ D'INTERNACIONAL FARMACÉUTICA SA DE CV ET SONT CONÇUS UNIQUEMENT À DES FINS PROMOTIONNELLES ET DE DÉMONSTRATION. EN AUCUN CAS ILS NE DOIVENT ÊTRE UTILISÉS COMME RÉFÉRENCE MÉDICALE. CONSULTEZ TOUJOURS UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ AVANT D'UTILISER CES PRODUITS OU TOUT AUTRE PRODUIT MÉDICAL. INTERNACIONAL FARMACÉUTICA SA DE CV FOURNIT CE MATÉRIEL POUR L'USAGE EXCLUSIF DE NOS DISTRIBUTEURS ET DU PERSONNEL AUTORISÉ PAR LA SOCIÉTÉ SELON LES TERMES ET CONDITIONS ASSIGNÉS PAR LA SOCIÉTÉ. INTERNACIONAL FARMACÉUTICA SA DE CV N'EST PAS RESPONSABLE DES MAUVAISES PRATIQUES OU DE L'UTILISATION INCORRECTE DE SES PRODUITS OU DE CE MATÉRIEL PROMOTIONNEL

Conçu, édité et imprimé par : Conçu,
édité et imprimé par :

IIHB Mexique

www.2hb.com.mx

Internacional Farmacéutica S.A de C.V.

Carreteraco 44, Col. Parque San Andrés
Del. Coyoacán, CP 04040,
Ciudad de México MEXICO

www.atramat.com